



HURTIGGUIDE – NORSK



eFOLDi

Utfolding av eFOLDi Power Chair

Før start, plasser el-stolen på et åpent sted unna kjøledyr og små barn.

Utfolding er enkel og med litt øvelse vil du kunne sette den opp på sekunder.

Vi anbefaler deg å øve med elektrisk stol før du begir deg ut for første gang.



FOLDING VIDEO



1 Tippetingshjul og batterilader følger med Power Chair.

2 Monter tippetingshjulene om ønskelig. Disse trykkes ganske enkelt og låses på plass.

3 Fold ut el-stolen ved ganske enkelt å skyve setebunnen ned.



4 Hold kontrollerkabelen unna klempunkter som armlensstøttene.

5 Monter armlensstøtter i sporene og trykk dem ned til de låses.

6 a kontrollenheten og...



7 ...sett styrestangen inn i armlensbeslaget under armlenet...

8 Juster posisjonen til kontrolleren og trekk til med den riflede knotten.

9 Fjern ledsagerkontrollen fra bakkloppen og fest den til stangen bak.



10 rekk fotstøtten ned.

11 Monter setepuder som vist. Disse holdes på plass av borrelåsklaffer..

12 ...pass på at disse er brettet over ryggstøtten og under setet. Power Chair er nå klar.

Sammenlegging av eFOLDi Power Chair



1 Løsne den riflede knotten litt og fjern kontrolleren.



2 Plasser kontrolleren og setebeltestropen på setet.



3 Fjern ledsagerkontrollen og plasser den i lommen bak på stolen.



4 Sørg for at begge armlenene er satt i høyeste posisjon...



5 ... ved å trykke på den lille sølvknappen for å justere armlenene.



6 Jekk at forhjulene er plassert foran for å sikre jevn folding.
Råd trekk stolen bakover for å justere hjulene



7 Nå under kanten av setet og trekk utløserstangen opp for å frigjøre setet og...



8 ...trekk setet oppover for å folde sammen el-stolen.



9 Brett inn fotstøtten.

eFOLDi Power Chair operasjon



Batteriene kan fjernes ved å trykke den røde tappen oppover og trekke bakover.



Du slår på hovedstrømmen her som driver håndsettkontrolleren.

Slå alltid denne av når stolen ikke er i bruk for å spare batteristrøm.



Turn the handset controller on.

The handset controller has buttons to adjust speed and displays to indicate power remaining and speed setting.

Vær oppmerksom på at denne brosjyren kun er ment som en hurtigveiledning. Se vår produkhåndbok for fullstendige instruksjoner. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt din forhandler.