



QUICK GUIDE – PORTUGUÊS



eFOLDi

Desdobrar a Scooter eFOLDi Lite

Antes de começar, coloque a scooter na vertical em um espaço aberto longe de animais de estimação e crianças pequenas.

Desdobrar a scooter é simples e com um pouco de prática você poderá configurá-la em segundos.

Aconselhamo-lo a praticar com a scooter antes de se aventurar pela primeira vez.



FOLDING VIDEO



1

...olte a trava da coluna de direção...



2

...e deixe a coluna oscilar livremente.



3

Puxe o guidão para fora e para cima...



4

...até que eles se encaixem em uma linha vertical.



5

Localize o pequeno batente amarelo na lateral e puxe para liberar o conjunto da roda dianteira.



6

Segure a coluna de direção e o encosto e separe-os...



7

a scooter se desdobrará quando você puxar o banco para trás e a coluna de direção e...



8

...a scooter irá bloquear-se na sua posição aberta.



9

Certifique-se de que as travas de travamento estejam travadas na barra de aço...



10

...se não, pressione o pé na plataforma para travar a scooter aberta.



11

Se ainda não estiver instalado, aplique as almofadas do assento e o encosto conforme mostrado.



12

Verifique se o freio magnético está na posição **BLOQUEADO** para engatar o motor.

Dobrar a Scooter eFOLDi Lite

		
1 Dobre o encosto do banco até a base do banco.	2 Pressione e segure a pequena trava amarela na coluna de direção.	3 ..e dobre a coluna para baixo até..
		
4 ..é bloqueado pelo fecho magnético.	5 Segure firmemente a scooter pela coluna de direção e pela alça de transporte e pressione firmemente a coluna para baixo em direção à placa de pé	6 Incline a scooter para trás em um ângulo e use o pé atrás do volante para impedir que ela se afaste de você
		
7 ..pressione a coluna de direção para dentro até que a roda dianteira trave no lugar.	8 ..e a trava da coluna de direção trava na posição.	9 Pressione a coluna de direção para travá-la firmemente contra o quadro.

Operação eFOLDi Lite

		
A bateria pode ser removida levantando a trava e levantando para cima. Há um ponto de carregamento na lateral da bateria.	Para ligar a scooter, pressione o botão cinza abaixo do visor da bateria. Selecione (D) Drive ou (R) Reverse e pressione o acelerador de polegar para ir. Sempre recarregue a bateria assim que possível quando o visor estiver indicando âmbar.	Para transformar a scooter em bagagem rolante, certifique-se de que a coluna de direção vertical esteja travada contra a trava da coluna de direção.