



KURZANLEITUNG – DEUTSCH

eFOLDi 

Aufklappen des eFOLDi Lite Scooters

Stellen Sie den Scooter vor dem Start aufrecht hin in einem offenen Raum fern von Haustieren und kleinen Kindern.

Das Aufklappen des Scooters ist unkompliziert und mit ein wenig Übung können Sie ihn in Sekundenschnelle aufbauen.

Wir raten Ihnen, mit dem Scooter zu üben, bevor Sie sich zum ersten Mal auf den Weg machen.



1

Lösen Sie die gelbe Lenksäulenverriegelung....



2

...und lassen Sie die Säule freischwingen.



3

Ziehen Sie den Lenker heraus und nach oben...



4

...bis sie in einer vertikalen Linie einrasten.



5

Suchen Sie den kleinen gelben Knebel an der Seite und ziehen Sie, um die Vorderradbaugruppe zu lösen.



6

Halten Sie die Lenksäule und die Sitzlehne fest und ziehen Sie sie auseinander...



7

...der Scooter entfaltet sich, wenn Sie die Sitzlehne und die Lenksäule auseinanderziehen...



8

...verriegelt sich der Scooter in seiner geöffneten Position.



9

Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungsklinken an der Stahlstange eingerastet sind...



10

...wenn nicht, drücken Sie Ihren Fuß auf die Fußplatte, um den Scooter zu öffnen.



11

Falls noch nicht installiert bringen Sie die Sitzkissen und die Rückenlehne wie abgebildet an.



12

Vergewissern Sie sich, dass sich die Magnetbremse in der VERRIEGELTEN Position befindet, um den Motor einzukuppeln.

Falten der eFOLDi Lite Scooters

		
1 Klappen Sie die Sitzlehne auf die Sitzfläche herunter.	2 Wenn der Roller über Armlehnen verfügt, ziehen Sie zum Lösen den schwarzen Hebel und klappen Sie dann die Rückenlehne gemäß (1) nach unten.	3 Drücken und halten Sie den kleinen gelben Riegel an der Lenksäule...
		
4 ...und klappen Sie die Säule nach unten, bis es wird durch den Magnetverschluss verriegelt.	5 Halten Sie den Scooter fest an seiner Lenksäule und dem Tragegriff und drücken Sie die Säule fest nach unten in Richtung der Fußplatte	6 Kippen Sie den Roller schräg nach hinten und verwenden Sie Ihren Fuß hinter dem Lenkrad, um zu verhindern, dass er sich von Ihnen wegbewegt
		
7 ..auf die Lenksäule nach innen drücken, bis das Vorderrad einrastet...	8 ...und Lenksäulenverriegelung rastet ein.	9 Drücken Sie die Lenksäule hinein, um sie fest am Rahmen zu verriegeln.

eFOLDi Lite Betrieb

		
Um den Scooter einzuschalten, drücken Sie die graue Taste unter der Batterieanzeige. Wählen Sie (D) Fahren oder (R) Rückwärts und drücken Sie den Daumengashebel, um loszulegen.	Der Akku kann wie abgebildet über den Ladeanschluss aufgeladen werden. Laden Sie den Akku immer sofort auf wie möglich, wenn die Anzeige ist Zeigt Bernstein an.	Der Akku kann durch Anheben des Riegels und Anheben des Akkus entnommen werden nach oben. Nach dem Ausbau kann der Akku über die Buchse an der Seite des Akkus aufgeladen werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Broschüre nur als Kurzanleitung gedacht ist. Vollständige Anweisungen finden Sie in unserem Produkthandbuch.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte unter 0800 915 0800 an oder senden Sie eine E-Mail an hello@efoldi.com