



## FLÝTILEIÐARVÍSIR



eFOLDi

### ð brjóta upp eFOLDi Power Chair

Áður en byrjað er að setja rafmagnsstólinn á opið rými fjarri gæludýrum og litlum börnum.

Uppbrot er einfalt og með smá æfingu munu geta sett það upp á nokkrum sekúndum.

Við ráðleggjum þér að æfa með Power Chair áður en þú ferð út í fyrsta skipti.



FOLDING VIDEO



1

Veltivarnarhjól og hleðslutæki fylgja með rafmagnsstólnum þínum.



2

Settu veltivarnarhjólin upp ef þess er óskað. Þessar einfaldlega þrýsta og læsast á sinn stað.



3

lldu rafmagnsstólnum upp með því einfaldlega að ýta sætisbotninum niður.



4

Haltu stýrissnúrunni í burtu frá klemmustöðum eins og armpúðastuðningnum.



5

Settu armpúðastuðning í raufin og þrýstu þeim niður þar til þær læsast.



6

Taktu stjórnunareininguna og...



7

..stýrðu stýristönginni í armpúðarfestinguna undir armpúðanum...



8

..stilltu stöðu stjórnandans og hertu með hnúða hnúðnum.



9

Fjarlægðu stjórnbúnaðinn úr bakvasanum og festu hana við stöngina að aftan.



10

Dragðu fótfestu niður.



11



Settu sætisþúða upp eins og sýnt er. Þessum er haldið á sínum stað með Velcro flipum ...



12

..vertu viss um að þetta sé brotið yfir bakið og undir sætinu. Power Chair er nú tilbúinn.

## Þ leggja saman eFOLDi Power Chair

		
<p><b>1</b> Losaðu örliðið hnúða hnappinn og fjarlægðu stjórnandann.</p>	<p><b>2</b> Settu stjórnækið og öryggisbeltisólina á sætið.</p>	<p><b>3</b> Fjarlægðu stjórnbúnaðinn og settu í vasa aftan á stólnum.</p>
		
<p><b>4</b> akktu úr skugga um að báðir armpúðar séu stilltir í hæstu stöðu...</p>	<p><b>5</b> ... með því að ýta á litla silfurhnappinn til að stilla armpúða.</p>	<p><b>6</b> Athugaðu að framhjólín séu staðsett á undan til að tryggja slétta fellingu. <i>Dragðu stólinn aftur á bak til að stilla hjólin saman</i></p>
		
<p><b>7</b> Náðu síðan undir brún sætisins og dragðu losunarstöngina upp til að losa sætið og...</p>	<p><b>8</b> ...dragðu sætið upp til að leggja rafmagnsstólinn saman.</p>	<p><b>9</b> Felldu fótfestu inn.</p>

## eFOLDi Power Chair Rekstur

		
<p>Hægt er að fjarlægja rafhlöður með því að ýta rauða flípanum upp og toga aftur á bak.</p>	<p>Dú kveikir á aðalrafmagni hér sem knýr simtóststýringu. <b>Slökktu alltaf á þessu þegar stólinn er ekki í notkun til að spara rafhlöðuna.</b></p>	<p>Kveiktu á stýringu simtólsins. Simtóststýringin hefur hnappa til að stilla hraða og skjái til að gefa til kynna afl sem eftir er og hraðastillingu.</p>

Vinsamlegast athugið að þessum fylgiseðli er eingöngu ætlað að vera leiðbeiningar. Fyrir allar leiðbeiningar, vinsamlegast skoðaðu notendahandbókina okkar.

Allar spurningar, vinsamlegast hringdu í okkur í síma 0800 915 0800 eða sendu tölvupóst á [hello@efoldi.com](mailto:hello@efoldi.com)