



GUIDA RAPIDA – ITALIANO



eFOLDi

Apertura della sedia elettrica eFOLDi

Prima di iniziare, posizionare la Carrozzina in uno spazio aperto lontano da animali domestici e bambini piccoli.

Lo spiegamento è semplice e con un po' di pratica sarai in grado di configurarlo in pochi secondi.

Ti consigliamo di esercitarti con la Power Chair prima di avventurarti per la prima volta.



FOLDING VIDEO



1 Le ruote antiribaltamento e il caricabatteria sono forniti con la Carrozzina.

2 Installare le ruote antiribaltamento se lo si desidera. Questi semplicemente premono e si bloccano in posizione.

3 Aprire la Carrozzina semplicemente spingendo verso il basso la parte inferiore del sedile.



4 Tenere il cavo del controller lontano da punti di presa come i supporti dei braccioli.

5 Installare i supporti dei braccioli nelle fessure e premerli verso il basso finché non si bloccano.

6 Prendi l'unità di controllo e...



7 ...inserire l'asta del controller nel raccordo del bracciolo sotto il bracciolo...

8 ...regolare la posizione del controller e serrare con la manopola zigrinata.

9 Rimuovere il controllo dell'assistente dalla tasca posteriore e fissarlo alla barra sul retro.



10 Abbassare il poggiatesta.

11 Installare i cuscini del sedile come mostrato. Questi sono tenuti in posizione da linguette in velcro...

12 ...assicurati che siano ripiegati sopra lo schienale e sotto il sedile. La Power Chair è ora pronta.

Piegare la sedia elettrica eFOLDi

<p>1 Allentare leggermente la manopola zigrinata e rimuovere il controller.</p>	<p>2 Posizionare il controller e la cintura di sicurezza sul sedile.</p>	<p>3 Rimuovere il controllo dell'assistente e metterlo nella tasca sul retro della sedia.</p>
<p>4 Assicurati che entrambi i braccioli siano nella posizione più alta...</p>	<p>5 ...premendo il piccolo pulsante argentato per regolare i braccioli.</p>	<p>6 Controllare che le ruote anteriori siano posizionate in avanti per garantire una piegatura regolare. Punta tirare la sedia all'indietro per allineare le ruote</p>
<p>7 Quindi raggiungere la parte inferiore del sedile e tirare la barra di sblocco verso l'alto per sbloccare il sedile e...</p>	<p>8 ...tira il sedile verso l'alto per piegare la Power Chair.</p>	<p>9 Ripiegare il poggiatesta.</p>

Funzionamento della carrozzina elettrica eFOLDi

<p>Le batterie possono essere rimosse premendo la linguetta rossa verso l'alto e tirando indietro.</p>	<p>Qui accendi l'alimentazione principale che alimenta il controller del telefono. Spegnerlo sempre quando la sedia non è in uso per risparmiare la carica della batteria.</p>	<p>Accendere il controller del ricevitore. Il controller del telecomando è dotato di pulsanti per regolare la velocità e display per indicare la potenza residua e l'impostazione della velocità</p>

Si prega di notare che questo opuscolo è inteso solo come una guida rapida. Consulta il nostro manuale del prodotto per le istruzioni complete. In caso di domande, contattare il rivenditore.