



Zet de eFOLDi Cliq voor gebruik neer in een open ruimte, uit de buurt van huisdieren en kleine kinderen. Het uitklappen gaat eenvoudig en je hebt hem binnen enkele seconden klaar voor gebruik. We raden je aan om eerst even te oefenen voordat je er voor het eerst mee op pad gaat.



**KLIK  
SAMEN**

## STAP 1 – DE STUURKOLOM MONTEREN

Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u begint.



Bevestig de stuurstang aan de step: draai het tandwiel los en verwijder het, schuif de stuurstang op de pen en plaats het tandwiel terug zonder het vast te draaien – laat een opening tussen de tanden.



Zet de stuurkolom rechtop.



Zet de stuurkolom vast door aan de knop te draaien (met de klok mee). Je kunt de stuurkolom zo instellen dat deze bij je reikwijdte en comfort past

## STAP 2 – STAP OP DE SCOOTER



Lijn het hoofdgedeelte van de step uit met het achterste gedeelte.



Plaats de haken over de metalen stang en druk ze naar beneden totdat ze vastklikken



Zorg ervoor dat de haken goed vastzitten.

## STAP 3 – DE LAATSTE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES TOEVOEGEN



Plaats de zadelpen



Bevestig de stoel aan de scooter



Plaats de batterij



Bevestig de mand aan de frees

## AAN DE SLAG

# GEBRUIKSAANWIJZING



**Om de scooter te starten,** draait u de sleutel met de klok mee. Stel de snelheidsregelaar in op een snelheid die voor u prettig is.



**Sluit voor het opladen** de voedingskabel aan op de oplaadpoort aan de bovenkant van de stuurkolom.



**Om de batterij te verwijderen,** tilt u de vergrendeling op en trekt u deze voorzichtig omhoog. De oplaadaansluiting bevindt zich aan de zijkant van de batterij.

## UIT ELKAAR HALEN

### STAP 1 - ONTMONTEER ONDERDELEN EN ACCESSOIRES



Haal het mandje eruit



Verwijder de zitting



Verwijder de batterij

### STAP 2 - DE STEP UIT ELKAAR HALEN



Til het grijze handvat op om het achterste gedeelte los te maken



Draai aan het tandwiel van de helmstok om de helmstok te laten zakken totdat deze plat ligt



Let op: deze folder is uitsluitend bedoeld als beknopte handleiding. Raadpleeg voor de volledige gebruiksaanwijzing de handleiding van het product. Als u vragen heeft, kunt u ons bellen op 0800 915 0800 of een e-mail sturen naar [services@efoldi.com](mailto:services@efoldi.com)