



Avant utilisation, placez l'eFOLDi Cliq dans un espace dégagé, loin des animaux domestiques et des jeunes enfants. Il se déplie facilement et s'installe en quelques secondes. Nous vous recommandons de vous entraîner avant votre première sortie.



**CLIQUEZ
ICI**

ÉTAPE 1 - MONTAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION

Retirez tout l'emballage avant de commencer.



Fixez la barre de direction au scooter : dévissez et retirez la roue dentée, enflez la barre de direction sur la goupille, puis remettez la roue dentée en place et fixez-la sans la serrer – laissez un espace entre les dents.



Relevez la colonne de direction en position verticale.



Fixez la colonne de direction en tournant la molette (dans le sens des aiguilles d'une montre). Vous pouvez régler la colonne de direction en fonction de votre taille et de votre confort.

ÉTAPE 2 - ASSEMBLER LA TROTINETTE



Alignez le corps principal de la trottinette avec la partie arrière.



Placez les crochets sur la barre métallique et appuyez jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.



Assurez-vous que les crochets sont bien fixés.

ÉTAPE 3 - AJOUTER LES PIÈCES FINALES ET LES ACCESSOIRES



Insérez la tige de selle



Fixez le siège au scooter



Insérez la pile



Fixez le panier au manche

POUR COMMENCER



Pour mettre la trottinette en **marche**, tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. Réglez le régulateur de vitesse à une vitesse qui vous convient.

MODE D'EMPLOI



Pour recharger l'appareil, branchez le câble d'alimentation au port de recharge situé en haut de la colonne de direction.



Pour retirer la batterie, soulevez le loquet et tirez-la délicatement vers le haut. Le port de chargement se trouve sur le côté de la batterie.

DÉMONTER

ÉTAPE 1 - RETIRER LES PIÈCES ET LES ACCESSOIRES



Retirez le panier



Retirez le siège



Retirez la batterie

ÉTAPE 2 - DÉMONTAGE DE LA TROTINETTE



Soulevez la poignée grise pour détacher la partie arrière



Tournez la molette de la barre pour l'abaisser jusqu'à ce qu'elle soit à l'horizontale



Veuillez noter que cette brochure n'est qu'un guide rapide. Pour obtenir des instructions complètes, veuillez consulter le manuel d'utilisation du produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 0800 915 0800 ou à nous envoyer un e-mail à services@efoldi.com