



Antes de usar, coloque o eFOLDi Cliq numa área aberta, longe de animais de estimação e crianças pequenas. É fácil de desdobrar e pode montá-lo em segundos. Recomendamos que pratique antes da sua primeira saída.



**CLIQUE
AQUI**

PASSO 1 - MONTAR A COLUNA DE DIREÇÃO

Retire toda a embalagem antes de começar.



Encaixe o manípulo na scooter: desaparafuse e retire a roda dentada, encaixe o manípulo no pino e volte a colocar e fixe a roda dentada sem a apertar – deixe uma folga entre os dentes.



Levante a coluna de direção até à posição vertical.



Fixe a coluna de direção girando a rosca (no sentido horário). Pode ajustar a coluna de direção de acordo com o seu alcance e conforto

PASSO 2 - MONTE NA SCOOTER



Alinhe o corpo principal da trotineta com a parte traseira.



Coloque os ganchos sobre a barra de metal e pressione para baixo até que encaixem no lugar



Certifique-se de que os ganchos estão bem presos.

PASSO 3 - ADICIONE AS PEÇAS FINAIS E OS ACESSÓRIOS



Insira o espigão do selim



Prenda a cadeira à scooter



Insira a bateria



Prenda o cesto ao manípulo

COMEÇAR



Para ligar a scooter, rode a chave no sentido horário. Ajuste o controlador de velocidade para uma velocidade com a qual se sinta confortável.

COMO FUNCIONA



Para carregar, ligue o cabo de alimentação à porta de carregamento situada na parte superior da coluna de direção.



Para retirar a bateria, levante a trava e puxe-a cuidadosamente para cima. A porta de carregamento encontra-se na lateral da bateria.

DESMONTAR

PASSO 1 - REMOVER PEÇAS E ACESSÓRIOS



Retire o cesto



Retire o assento



Retire a bateria

PASSO 2 - DESMONTAGEM DA SCOOTER



Levante a pega cinzenta para separar a secção traseira



Gire a roda dentada do leme para baixar o leme até que fique na horizontal



Tenha em atenção que este folheto destina-se apenas a servir de guia rápido. Para obter instruções completas, consulte o manual do utilizador do produto. Se tiver alguma dúvida, contacte-nos através do número 0800 915 0800 ou envie um e-mail para services@efoldi.com