



Antes de utilizarlo, coloque el eFOLDi Cliq en un espacio abierto, lejos de mascotas y niños pequeños. Desplegarlo es muy fácil y se monta en cuestión de segundos. Le recomendamos que practique antes de su primera salida.



HAGA CLIC  
AQUÍ

## PASO 1: MONTAJE DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

Retira todo el embalaje antes de empezar.



Une el manillar a la scooter: desenrosca y retira la rueda dentada, encaja el manillar en el pasador y vuelve a colocar y fija la rueda dentada sin apretarla; deja un hueco entre los dientes.



Levanta la columna de dirección hasta dejarla en posición vertical.



Fija la columna de dirección girando el tornillo (en el sentido de las agujas del reloj). Puedes ajustar la columna de dirección para que se adapte a tu alcance y comodidad.

## PASO 2: MONTA LA SCOOTER



Alinea el cuerpo principal del patinete con la parte trasera.



Coloca los ganchos sobre la barra metálica y presiona hacia abajo hasta que encajen en su sitio.



Asegúrate de que los ganchos estén bien sujetos.

## PASO 3 - AÑADE LAS PIEZAS FINALES Y LOS ACCESORIOS



Inserta la tija del sillín



Fija la silla al scooter



Inserta la batería



Fija la cesta al mango

## PRIMEROS PASOS



Para encender el patinete, gira la llave en el sentido de las agujas del reloj. Ajusta el regulador de velocidad a una velocidad con la que te sientas cómodo.

## CÓMO FUNCIONA



Para cargar el dispositivo, conecta el cable de alimentación al puerto de carga situado en la parte superior de la columna de dirección.



Para extraer la batería, levanta el pestillo y tira de ella con cuidado hacia arriba. El puerto de carga se encuentra en el lateral de la batería.

## DESMONTAR

### PASO 1: RETIRAR LAS PIEZAS Y LOS ACCESORIOS



Retira la cesta



Retira el asiento



Quita la batería

### PASO 2: DESMONTAJE DEL PATINETE



Levanta el asa gris para separar la sección trasera



Gira la rueda de la barra de dirección para bajarla hasta que quede en posición horizontal.



Tenga en cuenta que este folleto es solo una guía rápida. Para obtener instrucciones completas, consulte el manual de usuario del producto. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 0800 915 0800 o envíenos un correo electrónico a [services@efoldi.com](mailto:services@efoldi.com)