

Explorer



Entdecken Sie Ihre Freiheit neu ...

Ultraleichter, faltbarer Lifestyle-Roller



Für weitere
Informationen



eFOLDi



...und reisen Sie zuverlässig.

Der eFOLDi Explorer ist die ultimative Lösung für inklusive Unabhängigkeit

Als anerkannter Marktführer im Design und der Herstellung tragbarer Roller und Elektrorollstühle strebt eFOLDi danach, Menschen zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzuentdecken.

Die preisgekrönten Lösungen von eFOLDi zur Mobilität sind nicht nur einfach zu lagern und zu transportieren, sie tragen auch dazu bei, Reisen einfach und praktisch zu machen – sei es auf dem Luft-, Land- oder Seeweg.



eFOLDi



Einfach zusammenklappen und reisen Sie weiter mit dem Auto, Bus, Zug, Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff – die Wahl liegt bei Ihnen

Der preisgekrönte eFOLDi Explorer ist ein ultraportabler Lifestyle-Roller für den Straßen- oder Gehweggebrauch.

Mit einem Gewicht von nur 17 kg* lässt er sich im Handumdrehen zusammen- und auseinanderklappen

und ist somit leicht zu lagern und zu transportieren.

Es ist kein komplexer Zusammenbau nötig – nur auseinanderklappen und loslegen

Was eFOLDi einzigartig macht ...

Leicht – leicht zu tragen und zu heben



Tragbar – einfach mitzunehmen, wohin auch immer der Weg Sie führt



Kompakt – auf Handgepäckgröße zusammenfaltbar



Robust – langlebige Materialien verleihen Sicherheit



Explorer

Kompakt, komfortabel, schnell und einfach zusammenklappbar ...
der Explorer vereint alles

- Einfach zu bedienender, zusammenklappbarer Lifestyle-Scooter für die Nutzung auf Straßen* oder auf dem Gehweg
- Mit nur 17 kg* außergewöhnlich leicht und dennoch bemerkenswert robust für den Transport von Passagieren bis zu 120 kg
- Wendig und leicht manövrierbar
- Lässt sich leicht zusammenfalten, passt in die meisten Kofferräume und ist für Flüge geeignet
- Fahrgeschwindigkeit bis zu 12 km/h bei einer Reichweite von 22 km
- Der perfekte Reisebegleiter!



Der leichtere Weg, Ihr Leben zu stärken

Die perfekte Mischung aus kompromisslosem Stil, Portabilität und Vielseitigkeit

„Es ist einfach Magie. Mein eFOLDi Explorer gibt mir die völlige Unabhängigkeit zu reisen und all die Dinge zu tun, die ich früher tun konnte, als ich jünger und mobiler war.“

Maggie, London





Robust, kann Benutzer mit bis zu 120 kg tragen

Stützkissen mit Federung

Zündschlüssel für zusätzliche Sicherheit und Gelassenheit

Einfache, reaktionsschnelle Steuerung

Luftreifen für eine reibungslose Fahrt

Geräumige Aufbewahrungstasche

Leistungstarker Motor für unterschiedliches Gelände



Leicht zu greifender Ziehgriff

Leicht anzuheben, aufzubewahren und mitzunehmen

Lässt sich innerhalb von Sekunden auf eine kompakte Größe zusammenklappen

Flugfreundlicher Lithium-Akku

Gut sichtbare Brems- und Blinkerleuchten



(zugelassen im Vereinigten Königreich)

Technische Daten*

Höchstgeschwindigkeit	12 km/h
Maximale Reichweite	22 km
Maximales Benutzergewicht	120 kg
Steigfähigkeit	1:6 Steigung
Zusammengeklappte Abmessungen	66 x 56 x 40 cm
Gewicht (ohne Akku)	17 kg
Gewicht (mit Akku)	19 kg
Nutzungsart	Straße (zugelassen im Vereinigten Königreich)/Gehweg
Bremssystem	Manuell
Flugzeugtauglich	Ja

* Technische Daten können aufgrund von Fertigungstoleranzen variieren

Explorer

...und genießen Sie
es, Sie selbst zu sein.

„Mein eFOLDi Explorer ist ein
absoluter Lebensretter – er macht
das Leben so einfacher für mich.“

Danielle, Colchester



Für weitere
Informationen

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Ihr Händler vor Ort für eFOLDi:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe
Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi