

Explorer



Redescubra la libertad...

Scooter plegable y ultraligero para el día a día



Escanear para obtener más información



eFOLDi



...y viaje con toda tranquilidad.

eFOLDi Explorer es la solución perfecta para disfrutar de una independencia inclusiva

eFOLDi, reputado líder en el diseño y la fabricación de scooters portátiles y sillas de ruedas eléctricas, quiere ayudar a las personas a redescubrir su libertad e independencia.

eFOLDi ofrece unas galardonadas soluciones de movilidad. No solo son fáciles de guardar y transportar, sino que también hacen que viajar sea sencillo y factible, ya sea por tierra, mar o aire.



eFOLDi



Fácil de plegar para viajar en coche, autobús, tren, avión o barco: usted elige

El galardonado eFOLDi Explorer es un scooter portátil para moverse durante el día a día tanto por la calzada* como en las aceras.

Gracias a sus 17 kg** de peso y su capacidad de plegarse y desplegarse en cuestión de segundos, resulta fácil de guardar y transportar.

No requiere ningún montaje complejo: basta con desplegarlo y listo.

¿Por qué eFOLDi es único...?

Ligero: fácil de levantar y transportar



Portátil: se puede llevar a cualquier parte



Compacto: plegado es como un equipaje de mano



Robusto: sus materiales duraderos ofrecen tranquilidad



Compacto, cómodo, rápido y sencillo de plegar. Explorer lo tiene todo

- Scooter plegable y fácil de usar para el día a día, tanto en calzada* como en acera.
- Muy ligero, con solo 17 kg** de peso, pero con una resistencia increíble, capaz de transportar pasajeros de hasta 120 kg.
- Veloz y muy manejable.
- Se pliega con facilidad, cabe en la mayoría de los maleteros y es apto para las aerolíneas.
- Se desplaza a una velocidad de hasta 12 km/h (8 mph), con una autonomía de 22 km (14 millas).
- ¡El compañero de viaje perfecto!



La forma más ligera de dar autonomía a su vida

La combinación perfecta de estilo, movilidad y versatilidad

«Es sencillamente pura magia. Mi eFOLDi Explorer me da una independencia total para moverme y hacer todo lo que hacía cuando era más joven y tenía más movilidad».

Maggie, Londres



Robusto, transporta a usuarios de hasta 120 kg / 265 lb

Llave de contacto para mayor seguridad y tranquilidad

Mandos sencillos y reactivos

Cojín de apoyo con suspensión

Neumáticos para una conducción suave



Bolsa de almacenamiento espaciosa

Potente motor para terrenos variados



Asa de fácil agarre

Fácil de levantar, guardar y arrastrar

Se pliega a un tamaño compacto en segundos

Batería de litio, apta para aerolíneas

Luces indicadores y de freno de alta visibilidad



Especificaciones*

Velocidad máxima	12 km/h / 8 mph
Autonomía máxima	22 km / 14 millas
Peso máximo del usuario	120 kg / 265 lb
Capacidad en pendiente	gradiente 1:6
Dimensiones plegado	66 x 56 x 40 cm / 26 x 22 x 16 in
Peso (sin batería)	17 kg / 37.5 lb
Peso (con batería)	19 kg / 42 lb
Tipo de uso	Calzada (Reino Unido) / acera
Sistema de frenado	Manual
Apto para aerolíneas	Sí

* Las especificaciones pueden variar debido a tolerancias de fabricación

Explorer

...para que disfrutes
tal y como eres.

«Mi eFOLDi Explorer es una
auténtica salvación: me hace la vida
mucho más fácil»

Danielle, Colchester



Escanear para obtener más
información

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Su distribuidor eFOLDi local:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe
Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi