

Lite



Redécouvrez votre liberté...

Scooter de voyage ultra-léger
et pliable



Scanner pour plus
d'information



eFOLDi




... et déplacez-vous en toute confiance.

L'eFOLDi Lite est la solution nec plus ultra pour une indépendance absolue

En tant que créateur et producteur leader de scooters portables et de fauteuils roulants électriques, eFOLDi a pour ambition d'aider ses utilisateurs à redécouvrir leur liberté et leur indépendance.

Les solutions de mobilité primées d'eFOLDi sont simples à ranger et à transporter, mais elles aident également à rendre les déplacements plus simples et plus accessibles, que ce soit dans les airs, sur terre ou en mer.



eFOLDi



Pliez et poursuivez votre route en voiture, en bus, en train, en avion ou en croisière – c'est à vous de choisir

L'eFOLDi Lite est l'un des scooters pliables de voyage les plus légers et les plus compacts.

Avec un poids de seulement 14 kg (31 lb), il se plie et se déplie en quelques secondes, ce qui facilite son

rangement et son transport. Nul besoin d'assemblage complexe : il suffit de le plier, et c'est parti !

FOLDi est unique de par...

Sa légèreté – facile à transporter et à soulever ✓

Sa portabilité – vous accompagne partout, en toute simplicité ✓

Sa compacité – se plie aux dimensions des bagages cabine ✓

Sa robustesse – des matériaux durables pour des déplacements sereins ✓

Lite



Compacte, confortable, rapide et facile à plier... Le Lite est tout à la fois

- Scooter de voyage pliable et facile d'utilisation ;
- Incroyablement léger : 14 kg** (31 lb), extrêmement robuste et capable de transporter jusqu'à 120 kg (265 lb) ;
- Très facile à manoeuvrer, régulateur de vitesse de la rotation automatique pour plus de stabilité ;
- Se plie facilement, rentre dans la plupart des coffres de voiture et permet les déplacements en avion ;
- Le compagnon de voyage idéal !



Prenez votre vie en main, l'esprit léger



Son poids de 14 kg (31 lb) uniquement facilite son rangement et son transport

« Mon eFOLDi Lite se plie aux dimensions d'un bagage à main en seulement quelques secondes pour pouvoir être facilement rangé à la maison ou durant les voyages en voiture, en train, en bus ou en car. »

Roger, Essex



Lite avec coussins rouges et accoudoirs (optionnels)

* hors batterie

Commandes simples
et intuitives

Grande aisance
de manœuvre

Robuste, supporte
jusqu'à 120 kg (265 lb)

Grande légèreté :
seulement 14 kg (31 lb)

Système de suspensions
pneumatiques à 4 points

Point de
charge de
la batterie



Régulateur de vitesse de la
rotation automatique

Batterie lithium-ion
avec une autonomie
de 16 km (10 miles)

Roues faciles à démonter
(gain de 1 kg)



Design breveté
et primé

Se plie en quelques
secondes pour
faciliter le rangement
ou le transport



Caractéristiques*

Vitesse maximale	6 km/h (4 mi/h)
Autonomie	16 km (10 mi)
Poids maximum de l'utilisateur	120 kg (265 lb)
Pentes maximales	10 %
Dimensions (plié)	65 x 55 x 37 cm
Poids (hors batterie)	14 kg (31 lb)
Poids (batterie incluse)	16 kg (35 lb)
Usage	Sur route seulement
Système de freinage	Électromagnétique
Régulateur de vitesse de la rotation	Vitesse réduite de 50 % à un angle de 20 degrés ou plus
Convient aux vols aériens	Oui

* Ces caractéristiques peuvent évoluer selon les tolérances standardisées.



Lite

... et profitez de la vie.

« Quel appareil extraordinaire ! C'est formidable que mon mari ait quelque chose d'aussi transportable. »

Lisa Ruxton



Scanner pour plus d'information

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Votre revendeur local eFOLDi :



eFOLDi, SunTech UK Ltd., 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW, Royaume-Uni

eFOLDi