

Lite



Entdecken Sie Ihre Freiheit ...

Ultraleichter, faltbarer Reiseroller



Für weitere
Informationen



eFOLDi




...und reisen Sie zuverlässig.

Der eFOLDi Lite ist die ultimative Lösung für inklusive Unabhängigkeit

Als anerkannter Marktführer im Design und der Herstellung tragbarer Roller und Elektrorollstühle strebt eFOLDi danach, Menschen zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzuentdecken.

Die preisgekrönten Lösungen von eFOLDi zur Mobilität sind nicht nur einfach zu lagern und zu transportieren, sie tragen auch dazu bei, Reisen einfach und praktisch zu machen – sei es auf dem Luft-, Land- oder Seeweg



eFOLDi



Einfach zusammenklappen und reisen Sie weiter mit dem Auto, Bus, Zug, Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff – die Wahl liegt bei Ihnen

Der eFOLDi Lite ist einer der leichtesten und kompaktesten faltbaren Reiseroller der Welt.

Mit einem Gewicht von nur 14 kg* lässt sich der eFOLDi Lite in nur wenigen Sekunden zusammen- und auseinanderklappen und ist somit leicht zu lagern und zu transportieren. Es ist kein komplexer Zusammenbau nötig – einfach auseinanderklappen und loslegen.

Was eFOLDi einzigartig macht ...

Leicht – leicht zu tragen und zu heben



Tragbar – einfach mitzunehmen, wohin auch immer der Weg Sie führt



Kompakt – auf Handgepäckgröße zusammenfaltbar



Robust – langlebige Materialien verleihen Sicherheit



Lite



Kompakt, bequem, schnell und einfach zusammenklappbar ... der Lite bietet alles

- Einfach zu bedienender, zusammenklappbarer Reiseroller
- Mit nur 14 kg* außergewöhnlich leicht und dennoch bemerkenswert robust für den Transport von Passagieren mit bis zu 120 kg
- Wendig und leicht steuerbar, mit automatischer Drehzahlregelung für zusätzliche Stabilität
- Lässt sich leicht zusammenfallen, passt in die meisten Kofferräume und ist für Flüge geeignet



Der leichtere Weg, Ihr Leben zu stärken



Wiegt nur 14 kg*, für einfache Lagerung und praktischen Transport

„Mein eFOLDi Lite lässt sich in wenigen Sekunden wie ein Koffer in Kabinengröße zusammenfallen, sodass er entweder zu Hause oder auf Reisen mit dem Auto, Zug, Bus oder Waggon ordentlich verstaut werden kann.“

Roger, Essex



Lite mit roten Sitzkissen und Armlehnen (optional)

*Ohne Akku

Einfache und intuitive Steuerung

Höchst wendbar

Robust, trägt Benutzer mit bis zu 120 kg

Ultraleicht mit nur 14 kg*

4-Punkt Aufhängungssystem mit schwebendem Sitz

Akku-Lade punkt

Lithium-Ionen-Akku mit 16 km Reichweite

Automatisches Wenden
Geschwindigkeitskontrolle

Schnellspannräder sparen weitere 1 kg

Patentiertes, preisgekröntes Design

Lässt sich zur einfachen Lagerung oder zum Transport in Sekunden zusammenklappen



Technische Daten*

Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Maximale Reichweite	16 km
Maximales Benutzergewicht	120 kg
Steigfähigkeit	1:10 Steigung
Zusammengeklappte Abmessungen	65 x 55 x 37 cm
Gewicht (ohne Akku)	14 kg
Gewicht (mit Akku)	16 kg
Nutzungsart	Nur Gehweg
Bremssystem	Elektromagnetisch
Drehzahlregler	50 % Geschwindigkeitsreduzierung bei 20 Grad Drehung oder größer
Flugzeugtauglich	Ja

* Technische Daten können aufgrund von Fertigungstoleranzen variieren

Lite

...und genießen Sie es,
Sie selbst zu sein.

„Was für ein fantastisches Gerät. Es war für meinen Mann toll, etwas so Tragbares zu haben.“

Lisa Ruxton



Für weitere
Informationen

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi

Ihr Händler vor Ort für: