

Lite



Ritrova la libertà...

Scooter per la mobilità ultraleggero
e pieghevole



Scansiona per
ulteriori informazioni



eFOLDi




...di spostarti in sicurezza.

Lo scooter eFOLDi Lite è la soluzione perfetta per ritrovare la completa indipendenza

Leader nella progettazione e produzione di scooter portatili e carrozzine elettriche, eFOLDi si impegna per aiutare le persone a riscoprire la propria libertà e indipendenza.

Le soluzioni per la mobilità pluripremiate di eFOLDi sono facili da riporre e trasportare, rendendo gli spostamenti più facili e agevoli, che si tratti di viaggi aerei, via terra o via mare.



eFOLDi



In poche mosse possono essere piegati per spostarsi in auto, bus, treno, aereo o nave: la scelta è tua

eFOLDi Lite è uno degli scooter pieghevoli per la mobilità più leggeri e compatti al mondo.

eFOLDi Lite si apre e si chiude in pochi secondi, pesa solo 14 kg* ed è facile da riporre e trasportare. L'assemblaggio è semplice: basta aprirlo e il gioco è fatto.

Cosa rende eFOLDi unico...

Leggero – facile da spostare e alzare



Portatile – facile da portare con te, ovunque



Compatto – si piega fino alle dimensioni di un bagaglio a mano



Resistente – materiali duraturi per spostarsi senza pensieri



Lite

Compatto, comodo, veloce e facile da piegare... il modello Lite ha tutto ciò che serve

- Uno scooter per la mobilità pieghevole facile da usare
- Pesa solo 14 kg*, ma grazie alla sua struttura molto resistente può sostenere fino a 120 kg di peso
- Agile e facile da guidare, regola automaticamente la velocità in curva per una migliore stabilità
- Si piega con facilità, entra nella maggior parte dei bagagliai e può essere trasportato in aereo



Affronta la vita con più leggerezza



Pesa appena 14 kg* ed è facile da riporre e trasportare

"Il mio eFOLDi Lite si piega in pochi secondi fino alle dimensioni di un bagaglio a mano e può essere facilmente riposto in casa o in macchina, treno e autobus durante i viaggi".

Roger, Essex



Lite con cuscini rossi e poggiatesta (opzionale)

* Esclusa la batteria

Comandi semplici e intuitivi

Facile da manovrare

Resistente, trasporta passeggeri fino a 120 kg

Ultraleggero, pesa solo 14 kg*

Sospensioni a 4 ammortizzatori sotto seduta

Punto di ricarica batteria



Regolatore automatico della velocità in curva

Batteria agli ioni di litio da 16 km

Le ruote a sgancio rapido permettono di risparmiare 1 kg

Design brevettato e premiato



Si piega per poter essere riposto e trasportato in pochi secondi



Specifiche*

Velocità massima	6 km/h
Autonomia massima	16 km
Portata massima	120 kg
Pendenza sostenibile	1:10
Dimensioni da chiuso	65 x 55 x 37 cm
Peso senza batteria	14 kg
Peso con batteria	16 kg
Tipo di utilizzo	Solo su strade asfaltate
Sistema frenante	Elettromagnetico
Controllo velocità in sterzata riduzione del 50% della velocità a un raggio di 20° o superiore	
Adatto al trasporto in aereo	Si

* Le specifiche potrebbero variare in base a limiti di tolleranza di fabbricazione

Lite

...e goditi la vita.

“Uno strumento fantastico. Mio marito apprezza tantissimo avere uno strumento così portatile”

Lisa Ruxton



Scansiona per
ulteriori informazioni

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Trova il rivenditore eFOLDi:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi