

Lite



Redescubra la libertad...

Scooter plegable y ultraligero
 para viajar



Escanear para obtener
más información



eFOLDi




...y viaje con toda tranquilidad.

eFOLDi Lite es la solución perfecta para disfrutar de una independencia inclusiva

eFOLDi, reputado líder en el diseño y la fabricación de scooters portátiles y sillas de ruedas eléctricas, quiere ayudar a las personas a redescubrir su libertad e independencia.

eFOLDi ofrece unas galardonadas soluciones de movilidad. No solo son fáciles de guardar y transportar, sino que también hacen que viajar sea sencillo y factible, ya sea por tierra, mar o aire.



eFOLDi



Fácil de plegar para viajar en coche, autobús, tren, avión o barco: usted elige

eFOLDi Lite es uno de los scooters de viaje plegables más ligero y compacto.

No requiere ningún montaje complejo: basta con desplegarlo y listo.

Gracias a sus 14 kg** de peso y su capacidad de plegarse y desplegarse en cuestión de segundos, eFOLDi Lite resulta fácil de guardar y transportar.

¿Por qué eFOLDi es único...?

Ligero: fácil de levantar y transportar



Portátil: se puede llevar a cualquier parte



Compacto: plegado es como un equipaje de mano



Robusto: sus materiales duraderos ofrecen tranquilidad



Compacto, cómodo, rápido y sencillo de plegar. Lite lo tiene todo

- Scooter de viaje plegable y fácil de usar.
- Muy ligero, con solo 14 kg* de peso, pero con una resistencia increíble, capaz de transportar pasajeros de hasta 120 kg.
- Veloz y muy manejable, con controlador de velocidad de giro automático para mayor estabilidad.
- Se pliega con facilidad, cabe en la mayoría de los maleteros y es apto para las aerolíneas.



La forma más ligera de dar de autonomía a su vida



Pesa tan solo 14 kg*, lo que facilita su transporte y almacenamiento

«Mi eFOLDi Lite se pliega como una maleta de cabina en tan solo unos segundos, así que puedo guardarlo sin problema en casa o cuando viajo en coche, tren o autobús».

Roger, Essex



Lite con cojines de asiento rojos y reposabrazos (opcional)

* Sin incluir la batería

Se muestra con reposabrazos (opcional)

Mandos sencillos e intuitivos

Muy manejable

Robusto, transporta a usuarios de hasta 120 kg / 265 lb

Ultraligero, solo 14 kg / 31 lb*

Sistema de suspensión de asiento flotante de 4 puntos

Punto de carga de batería



Controlador de velocidad de giro automático

Batería de iones de litio con una autonomía de 16 km / 10 millas

Ruedas de extracción rápida para ahorrar 1 kg extra



Diseño patentado y galardonado

Se pliega en segundos para guardarlo o transportarlo con facilidad



Especificaciones*

Velocidad máxima	6 km/h / 4mph
Autonomía máxima	16 km / 10 millas
Peso máximo del usuario	120 kg / 265 lb
Capacidad en pendiente	gradiente 1:10
Dimensiones plegado	65 x 55 x 37 cm / 26 x 22 x 15 in
Peso (sin batería)	14 kg / 31 lb
Peso (con batería)	16 kg / 35 lb
Tipo de uso	Solo acera
Sistema de frenado	Electromagnético
Controlador de velocidad de giro	Reducción de velocidad del 50 % en giros
Apto para aerolíneas	Sí

* Las especificaciones pueden variar debido a tolerancias de fabricación

Lite

...para que disfrutes
tal y como eres.

«Qué aparato tan fabuloso. Para mi
marido ha sido fantástico disponer de
algo tan portátil»

Lisa Ruxton



Escanear para obtener más
información

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe
Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi