

Power Chair



Redescubra la libertad...

Una silla de ruedas eléctrica,
plegable y ultraligera



Escanee el código para ver
la Power Chair en acción



eFOLDi



...y viaje con toda tranquilidad.

La eFOLDi Power Chair es la solución perfecta para disfrutar de una independencia inclusiva

Como líder reconocido en el diseño y la fabricación de scooters portátiles y sillas de ruedas eléctricas, eFOLDi quiere ayudar a las personas a redescubrir su libertad e independencia. eFOLDi ofrece soluciones de movilidad premiadas que no solo son fáciles de guardar y transportar, sino que también hacen que viajar sea sencillo y factible, ya sea por tierra, mar o aire.



eFOLDi



Fácil de plegar para ir más lejos en coche, autobús, tren, avión o barco: usted elige

La eFOLDi Power Chair es una de las sillas de ruedas eléctricas plegables más ligera y compacta. Gracias a su peso de tan solo 15 kg* y a la capacidad de plegarse y desplegarse en segundos, la Power Chair portátil resulta fácil de guardar y transportar, por lo que es la compañera de viaje perfecta. No requiere ningún montaje complejo: basta con desplegarla y listo.

¿Qué hace que eFOLDi sea única...?

Ligera: fácil de levantar y transportar



Portátil: cómoda de llevar a cualquier parte



Compacta: se pliega hasta alcanzar el tamaño de equipaje de mano



Robusta: sus materiales duraderos ofrecen tranquilidad



Power
Chair

Compacta, cómoda, rápida y sencilla de plegar... la Power Chair lo tiene todo

- Power Chair plegable, fácil de usar y portátil
- Excepcionalmente ligera, con sus solo 15 kg*, pero de una robustez notable, capaz de transportar pasajeros de hasta 135 kg
- Se pliega con facilidad, cabe en la mayoría de los maleteros y es segura para las aerolíneas
- Controles de diseño ergonómico y control de asistente integrado para una flexibilidad total
- Opciones de carga a bordo y fuera del vehículo, además de un puerto USB integral para cargar teléfonos móviles
- ¡La compañera de viaje perfecta!



La forma más ligera de dotar de libertad a su vida

Disfrute de una libertad e independencia totales en sus viajes

«La eFOLDi solo tienes que plegarla y llevarla contigo en el autobús, el tren o el avión. Me resulta ideal tanto para salir de paseo con mi familia como para ir de vacaciones al extranjero».

Anna, Reigate



* Sin incluir la batería

Estructura ultraligera para levantarla sin esfuerzo

Control de asistente estándar

Controles de joystick ergonómicos y fáciles de usar

Sistema de frenos eléctrico y manual para mayor seguridad y control

Pintura ionizada para mayor durabilidad



Se plega en cuestión de segundos

Neumáticos de gran adherencia para una tracción estable

Antivuelcos seguros y fiables

Fácil de levantar, guardar y transportar



Baterías de litio de alto rendimiento y carga rápida



Especificaciones*

Velocidad máxima	6 km/h / 4 mph
Autonomía máxima	13 km / 8 millas
Peso máximo del usuario	135 kg / 297 lb
Capacidad en pendiente	Gradiente 1:10
Dimensiones plegada	58 x 34 x 92 cm / 22 x 13 x 36 in
Peso (sin batería)	15 kg / 33 lb
Peso (con batería)	17 kg / 37,5 lb
Tipo de superficie de uso	Solo acera
Sistema de frenado	Sistema de frenos eléctrico y manual
Apto para aerolíneas	Sí

* Las especificaciones pueden variar debido a tolerancias de fabricación



Power Chair

...para disfrutar siendo
uno mismo.

«Al ser tan portátil y ligera, nos da
mucho más libertad para viajar y
explorar»

Fraser Edward



Escanee el código para ver la
Power Chair en acción

0800 999 8123

sales@efoldi.com www.efoldi.com

Su distribuidor eFOLDi local:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way, Holmethorpe
Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.

eFOLDi