

eFOLDi Benutzerhandbuch- SPEZIFIKATIONSÄNDERUNG

Modell: Explorer (MK1.5) – Änderungsupdate zur Produktgeschwindigkeit (Umstellung auf NUR 4 mph/6 km/h)

Dieser eFOLDi Explorer wurde für die Benutzung auf dem Bürgersteig umgebaut, dabei wurde die Geschwindigkeitsoption von 8 mph/13 km/h entfernt.

Änderungen an der Benutzeranleitung, wie sie im Benutzerhandbuch beschrieben sind, werden im Folgenden erläutert:

Seite 6- Produktübersicht – Höchstgeschwindigkeit nur 4 mph/6 km/h

Seite 8- Lenkstange - **Geschwindigkeitsschalter - II- Straßenmodus (8mph) - nicht anwendbar/ Funktion nicht verfügbar

Seite 26- Ihren Scooter fahren-

Schalter für Geschwindigkeit / Rückwärtsgang (4). Der Fahrmodus-Schalter verfügt über drei Stellungen, wovon jedoch nur zwei Optionen funktional sind, Rückwärtsgang 'O' und Fahrbahnmodus 'I'
Höchstgeschwindigkeit (4 mph/8,44 km/h)

II - Straßenmodus – Höchstgeschwindigkeit (8 mph/12,87 km/h) – nicht anwendbar/Funktion nicht verfügbar

Seite 27- II- Straßenmodus – Höchstgeschwindigkeit (8 mph/12,87 km/h) – nicht anwendbar/Funktion nicht verfügbar

Seite 33- Geschwindigkeit nur noch 4 mph/6 km/h