

Solutions de mobilité légères

Partout où la vie vous mène

www.efoldi.com



Scannez pour plus
d'informations

**Partout où la vie vous mène,
nous serons là pour vous
garantir la mobilité et la
liberté nécessaires pour
profiter de chaque instant.**

En tant que leader reconnu dans la conception et la fabrication de scooters portables et de fauteuils roulants électriques, eFOLDi s'efforce d'aider les personnes à retrouver leur liberté et leur indépendance.

Les solutions de mobilité primées d'eFOLDi sont non seulement faciles à ranger et à transporter, mais elles contribuent également à simplifier et à faciliter les déplacements, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Pourquoi eFOLDi se démarque



Léger

Transportez
et soulevez
facilement




Garantie

Bénéficiant d'un
service après-
vente complet et
d'une garantie



Compact

Se replie pour
atteindre la taille d'un
bagage à main



Robuste

Tranquillité d'esprit
grâce à des
matériaux solides
et durables



Innovation

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité afin de garantir leur robustesse et leur capacité à résister aux conditions et aux terrains les plus difficiles. Nos cadres sont fabriqués à partir d'alliages d'aluminium ou de magnésium de haute qualité, nos moteurs sans balais haut de gamme offrent des performances exceptionnelles et nos batteries utilisent une technologie lithium-ion avancée, ce qui leur confère non seulement une grande durabilité, mais aussi une fiabilité exceptionnelle.



Batterie
garantie 2
ans + scooter
garanti 2
ans***

**Pliez et allez plus loin en voiture,
en bus, en train, en avion ou
en bateau de croisière –
c'est vous qui choisissez.**

Le scooter eFOLDi Explorer, primé à plusieurs reprises, est un scooter ultra-portable destiné à une utilisation sur route* ou trottoir.

Ne pesant que 17kg**, il se plie et se déplie en quelques secondes, ce qui le rend facile à ranger et à transporter.

Aucun assemblage complexe n'est nécessaire : il suffit de le déplier et c'est parti.



Idéal pour : les personnes ayant des problèmes de mobilité mineurs qui souhaitent voyager plus loin et plus rapidement, tout en profitant d'une liberté et indépendance accrues.



Léger
seulement
17kg*



**Vitesse
maximale**
12km/h



Gamme
up to 22km



Garantie
Bénéficiant d'un
service après-
vente complet et
d'une garantie



*Approuvé uniquement pour les routes britanniques

**sans batterie/accessoires

***selon conditions générales de vente

La manière la plus simple de prendre votre vie en main

Le mélange parfait entre style sans compromis, portabilité et polyvalence.





"Grâce à l'eFOLDi, je peux me rendre dans des endroits où je n'avais pas pu aller depuis longtemps. Je suis très heureux de dire aux gens : achetez un eFOLDi"

Peter, Acheteur vérifié 

Compact, confortable, rapide et facile à plier... l'Explorer combine tout cela.

- Scooter pliable facile à utiliser, pour une utilisation sur route ou trottoir
- Exceptionnellement léger avec seulement 17kg**, mais remarquablement robuste, il peut transporter des utilisateurs pesant jusqu'à 120kg
- Agile et très maniable
- Se plie facilement, se range dans la plupart des coffres de voiture et est adapté au transport aérien
- Vitesse maximale de 12km/h avec une autonomie de 22km
- Le compagnon de voyage idéal !

Accessoires

Facilitez chaque trajet grâce à des accessoires bien pensés conçus pour votre confort et votre commodité, allant des rangements astucieux et des housses de protection aux coussins, batteries de rechange et chargeurs.



Spécifications de l'Explorer*

Vitesse maximale	12km/h
Portée maximale	22km
Poids maximal de l'utilisateur	120kg
Capacité d'escalade	1:6 Pente
Rayon de braquage	100cm
Dimensions plié	66 x 56 x 40cm
Dimensions déplié	121 x 56 x 83cm
Poids (hors batterie)	17kg
Poids (batterie incluse)	19kg
Type d'utilisation	Route (légale au Royaume-Uni)/Trottoir, Intérieur
Système de freinage	Frein à main mécanique
Adapté aux compagnies aériennes	Oui

*Les spécifications peuvent varier en raison des tolérances de fabrication.



Batterie garantie 2 ans + scooter garanti 2 ans***

***Selon conditions générales de vente



Scannez pour plus
d'informations

eFOLDi 

Pour plus d'informations...

Appelez-nous dès
aujourd'hui au
+44 (0) 1737 420201

Ou envoyez-nous
un e-mail à :
sales@efoldi.com

Votre revendeur eFOLDi local :



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.