

Leichte Mobilitätslösungen

Voor waar het leven je ook brengt

www.efoldi.com



Scannen für weitere
Informationen



Wo auch immer das Leben Sie hinführt, wir sind für Sie da und sorgen dafür, dass Sie die Mobilität und Freiheit haben, jeden Augenblick zu genießen.

Als anerkannter Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von tragbaren Scootern und Elektrorollstühlen ist eFOLDi bestrebt, Menschen dabei zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzugewinnen.

Die preisgekrönten Mobilitätslösungen von eFOLDi sind nicht nur leicht zu verstauen und zu transportieren, sie machen auch das Reisen einfach und bequem – egal, ob in der Luft, zu Lande oder zu Wasser.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Warum eFOLDi sich abhebt



Leichtgewicht

Mit Leichtigkeit tragen und heben




Garantie

Umfassende Unterstützung und Garantie



Kompakt

Zusammenklappbar auf Gepäckstückgröße



Robust

Seelenfrieden durch robuste, langlebige Materialien



Innovation

Unsere Produkte werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, um sicherzustellen, dass sie den härtesten Bedingungen und dem härtesten Terrain standhalten. Unsere Rahmen bestehen aus hochwertigen Aluminium- oder Magnesiumlegierungen, unsere hochspezialisierten bürstenlosen Motoren liefern eine außergewöhnliche Leistung und unsere Akkus verwenden fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie, sodass sie nicht nur langlebig sind, sondern auch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten.



**2 Jahre
Batterie + 2
Jahre Scooter-
Garantie*****

Falten und weiterfahren mit Auto, Bus, Zug, Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff – Sie haben die Wahl

Der preisgekrönte eFOLDi Explorer ist ein ultra-portabler Lifestyle-Roller für den Einsatz auf der Straße* oder dem Bürgersteig.

Mit einem Gewicht von nur 17kg** lässt er sich in Sekundenschnelle zusammen- und auseinanderfalten und ist somit leicht zu verstauen und zu transportieren.

Es ist kein komplizierter Zusammenbau erforderlich – einfach aufklappen und loslegen.



Leichtgewicht

bei nur
17kg*



Höchstgeschwindigkeit

12km/h



Bereich

bis zu 22km



Garantie

Umfassende
Unterstützung
und Garantie



Ideal für: Personen mit leichten
Mobilitätseinschränkungen, die weiter
und schneller reisen und mehr Freiheit
und Unabhängigkeit genießen möchten.



*Nur für britische Straßen zugelassen

**ohne Batterie/Zubehör

***Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen

Der leichtere Weg, Ihr Leben zu stärken

Die perfekte Mischung aus kompromisslosem Stil, Tragbarkeit und Vielseitigkeit





“Mit dem eFOLDi bin ich in der Lage, Orte zu besuchen, an die ich schon lange nicht mehr kommen konnte. Ich kann den Leuten nur empfehlen, einen eFOLDi zu kaufen.”

Peter, Verifizierter Käufer 

Kompakt, komfortabel, schnell und einfach zu falten... der Explorer vereint alles.

- Einfach zu bedienender, faltbarer Lifestyle-Roller, für die Straße oder den Bürgersteig
- Außergewöhnlich leicht mit nur 17kg**, aber dennoch bemerkenswert robust mit einem Gewicht von bis zu 120kg
- Flink und sehr wendig
- Leicht faltbar, passt in die meisten Kofferräume und ist flugtauglich
- Fährt mit bis zu 12km/h und hat eine Reichweite von 22km
- Der perfekte Reisebegleiter!

Zubehör

Erleichtern Sie sich jede Reise mit durchdachten Extras, die für Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit entwickelt wurden – von cleveren Aufbewahrungs- und Schutzhüllen bis hin zu Polstern, Aufsätzen, Ersatzbatterien und Ladegeräten.



Explorer Spezifikationen*

Maximale Geschwindigkeit	12km/h
Maximale Reichweite	22km
Maximales Benutzergewicht	120kg
Klettern Fähigkeit	1:6 Steigung
Wenderadius	100cm
Zusammengeklappt Abmessungen	66 x 56 x 40cm
Ungeklappt Abmessungen	121 x 56 x 83cm
Gewicht (ohne Teig)	17kg
Gewicht (inkl. Batterie)	19kg
Art der Nutzung	Straße (UK legal)/Pflasterung, Innenbereich
Bremssystem	Mechanische Handbremse
Airline-freundlich	Ja

*Spezifikationen können aufgrund von Fertigungstoleranzen variieren



2 Jahre Batterie + 2 Jahre Scooter-Garantie***

***Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen



Scannen für weitere
Informationen

eFOLDi 

Für weitere Informationen...

Rufen Sie uns
heute an unter
+44 (0) 1737 420201

Oder senden Sie
uns eine E-Mail an:
sales@efoldi.com

Ihr lokaler eFOLDi-Händler:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.