

Soluzioni di mobilità leggera

Per qualsiasi cosa la vita vi porti

www.efoldi.com



Scansione per
maggiori informazioni



Ovunque ti porti la vita, noi saremo qui, per assicurarti la mobilità e la libertà necessarie per goderti ogni momento.

In qualità di leader riconosciuto nella progettazione e produzione di scooter portatili e sedie a rotelle elettriche, eFOLDi si impegna ad aiutare le persone a riscoprire la loro libertà e indipendenza.

Le pluripremiate soluzioni di mobilità di eFOLDi non solo sono facili da riporre e trasportare, ma contribuiscono anche a rendere i viaggi semplici e accessibili, sia in aereo, che via terra o via mare.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Perché eFOLDi si distingue dagli altri



Leggero

Trasportare e sollevare con facilità




Garanzia

Supportato da assistenza completa e garanzia



Compatto

Si ripiega fino a raggiungere le dimensioni di un bagaglio a mano



Robusto

Tranquillità grazie a materiali resistenti e durevoli



Innovazione

I nostri prodotti sono realizzati con materiali di altissima qualità per garantire che siano abbastanza robusti da resistere alle condizioni e ai terreni più difficili. I nostri telai sono realizzati in leghe di alluminio o magnesio di alta qualità, i nostri motori brushless ad alte prestazioni offrono prestazioni eccezionali e le nostre batterie utilizzano una tecnologia avanzata agli ioni di litio, quindi non solo sono durevoli, ma offrono anche livelli eccezionali di affidabilità.



Batteria con
durata di 2
anni + 2 anni
di garanzia
sullo
scooter***

Piega e prosegui in auto, autobus, treno, aereo o nave da crociera: a te la scelta.

Il pluripremiato eFOLDi Explorer è uno scooter
ultraportatile per uso su strada* o marciapiede.

Con un peso di soli 17kg**, si apre e si chiude in pochi
secondi, quindi è facile da riporre e trasportare.

Non è necessario alcun assemblaggio complesso:
basta aprirlo e il gioco è fatto.



Leggero
con un peso
di soli 17kg*



**Velocità
massima**
12km/h



Gamma
fino a 22km



Garanzia
Supportato
da assistenza
completa e
garanzia



Ideale per: persone con lievi problemi
di mobilità che desiderano viaggiare
più lontano e più velocemente,
godendo di maggiore libertà e
indipendenza.



*Omologato solo per le strade del Regno Unito

**senza batteria/accessori

***si applicano termini e condizioni

Il modo più leggero per dare forza alla tua vita

La combinazione perfetta di stile senza compromessi, portabilità e versatilità





“Con eFOLDi posso visitare luoghi che non riuscivo a raggiungere da tempo. Sono molto felice di dire alla gente: comprate un eFOLDi”.

Peter, Acquirente verificato 

Compatta, comoda, veloce e facile da ripiegare... Explorer ha tutto ciò che serve.

- Scooter pieghevole facile da usare, per uso su strada o marciapiede
- Eccezionalmente leggero con soli 17kg**, ma straordinariamente robusto, in grado di sostenere utenti fino a 120kg
- Agile e molto maneggevole
- Si ripiega facilmente, entra nella maggior parte dei bagagliai ed è adatto al trasporto aereo.
- Velocità massima di 12km/h con un'autonomia di 22km
- Il compagno di viaggio perfetto!

Accessori

Rendi ogni viaggio più facile con accessori pensati per il tuo comfort e la tua comodità: da pratici contenitori e coperture protettive a cuscini, accessori, batterie di ricambio e caricabatterie.



Specifiche Explorer*

Velocità massima	12km/h
Portata massima	22km
Peso massimo dell'utente	120kg
Capacità di arrampicata	1:6 Gradiente
Raggio di sterzata	100cm
Dimensioni piegato	66 x 56 x 40cm
Dimensioni aperte	121 x 56 x 83cm
Peso (batteria esclusa)	17kg
Peso (batteria inclusa)	19kg
Tipo di utilizzo	Strada (normativa britannica)/Marciapiede, Interno
Sistema frenante	Freno a mano meccanico
Adatto alle compagnie aeree	Sì

*Le specifiche possono variare a causa delle tolleranze di produzione.



2 anni di garanzia della batteria + 2 anni di garanzia dello scooter***

***Termini e condizioni d'uso



Scansione per
maggiori informazioni

eFOLDi 

Per maggiori informazioni...

Chiamaci oggi
stesso al numero
+44 (0) 1737 420201

Oppure inviateci
un'e-mail all'indirizzo:
sales@efoldi.com

Il vostro rivenditore locale eFOLDi:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.