


# Leichte Mobilitätslösungen

Denn wo immer das Leben dich hinführt

[www.efoldi.com](http://www.efoldi.com)



Scannen für weitere  
Informationen

**Wo auch immer das Leben Sie hinführt, wir sind für Sie da und sorgen dafür, dass Sie die Mobilität und Freiheit haben, jeden Augenblick zu genießen.**

Als anerkannter Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von tragbaren Scootern und Elektrorollstühlen ist eFOLDi bestrebt, Menschen dabei zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzugewinnen.

Die preisgekrönten Mobilitätslösungen von eFOLDi sind nicht nur leicht zu verstauen und zu transportieren, sie machen auch das Reisen einfach und bequem – egal, ob in der Luft, zu Lande oder zu Wasser.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



## Warum eFOLDi sich abhebt



### Leichtgewicht

Mit Leichtigkeit tragen und heben




### Garantie

Umfassende Unterstützung und Garantie



### Kompakt

Zusammenklappbar auf Gepäckstückgröße



### Robuste

Seelenfrieden durch robuste, langlebige Materialien



## Neuerungen

Unsere Produkte werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt, um sicherzustellen, dass sie den härtesten Bedingungen und dem härtesten Terrain standhalten. Unsere Rahmen bestehen aus hochwertigen Aluminium- oder Magnesiumlegierungen, unsere hochspezialisierten bürstenlosen Motoren liefern eine außergewöhnliche Leistung und unsere Akkus verwenden fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie, sodass sie nicht nur langlebig sind, sondern auch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten.





**2 Jahre  
Batterie + 2  
Jahre Scooter-  
Garantie\*\***

## Falten und weiterfahren mit Auto, Bus, Zug, Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff – Sie haben die Wahl

Der eFOLDi Lite ist einer der leichtesten und kompaktesten faltbaren Reisescooter der Welt.

Mit einem Gewicht von nur 14kg\* lässt sich der eFOLDi Lite in nur wenigen Sekunden zusammen- und auseinanderfalten und ist somit leicht zu verstauen und zu transportieren.

Es ist kein komplizierter Zusammenbau erforderlich – einfach aufklappen und loslegen.



**Leichtgewicht**  
bei nur 14kg\*



**Höchstgeschwindigkeit**  
6km/h



**Bereich**  
bis zu 16km



**Garantie**  
Umfassende  
Unterstützung  
und Garantie

\* ohne Batterie/Zubehör

\*\*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen



**Ideal für:** Personen mit leichten Mobilitätseinschränkungen, die Wert auf zusätzlichen Komfort und Bequemlichkeit legen und einen Roller suchen, der ihre täglichen Reisebedürfnisse mit zusätzlichem Komfort unterstützt.



# Der leichtere Weg, Ihr Leben zu stärken

Die perfekte Mischung aus kompromisslosem Stil, Tragbarkeit und Vielseitigkeit

## Bedienelemente

Einfache und intuitive

## Aufladen der Batterie

On- oder Off-Board-Ladung über Batterie oder Lenksäule

## Secure-Turn®

Automatischer Drehgeschwindigkeitsregler

## Sitz

Schwimmende 4-Punkt-Sitzaufhängung

## Optionale

rote Sitzbezüge und Armlehnen

## Räder mit Schnellverschluss

machen das Anheben und Verstauen noch einfacher

## Lithium-Ionen-Akku

mit 16km Reichweite



## Robust

trägt Benutzer bis zu 120kg

## Ultraleichtes Gewicht

bei nur 14kg\*

## Patentiertes, preisgekröntes Design

## Kompakt

In Sekundenschnelle auf ein kompaktes Format zusammenklappbar







“Was für ein fantastisches Gerät. Für meinen Mann ist es so toll, etwas so Tragbares zu haben.”

Lisa, Geprüfte Käuferin 

## Kompakt, bequem, schnell und einfach zu falten... der Lite vereint alles.

- Leicht zu bedienender, faltbarer Reisescooter
- Außergewöhnlich leicht mit nur 14kg\*, aber dennoch bemerkenswert robust mit einem Gewicht von bis zu 120kg
- Wendig und sehr wendig, mit automatischer Drehgeschwindigkeitsregelung für zusätzliche Stabilität
- Leicht faltbar, passt in die meisten Kofferräume und ist flugtauglich
- Der perfekte Reisebegleiter!

## Zubehör

Erleichtern Sie sich jede Reise mit durchdachten Extras, die für Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit entwickelt wurden – von cleveren Aufbewahrungs- und Schutzhüllen bis hin zu Polstern, Aufsätzen, Ersatzbatterien und Ladegeräten.



## Lite-Spezifikationen\*

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Maximale Geschwindigkeit     | 6km/h                      |
| Maximale Reichweite          | 16km                       |
| Maximales Benutzergewicht    | 120kg                      |
| Klettern Fähigkeit           | 1:10 Steigung              |
| Wenderadius                  | 100cm                      |
| Zusammengeklappt Abmessungen | 70 x 55 x 37cm             |
| Ungeklappt Abmessungen       | 117 x 55 x 94cm            |
| Gewicht (ohne Teig)          | 14kg                       |
| Gewicht (inkl. Batterie)     | 16kg                       |
| Art der Nutzung              | Bürgersteig und Innenräume |
| Bremssystem                  | Elektromagnetische         |
| Airline-freundlich           | Ja                         |

\*Spezifikationen können aufgrund von Fertigungstoleranzen variieren



**2 Jahre Batterie + 2 Jahre Scooter-Garantie\*\*\***

\*\*\*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Scannen für weitere  
Informationen

eFOLDi 

**Für weitere Informationen...**

Rufen Sie uns noch  
heute an unter  
**+44 (0) 1737 420201**

Oder senden Sie  
uns eine E-Mail an:  
**sales@efoldi.com**

Ihr lokaler eFOLDi-Händler:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,  
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.