


Soluciones de movilidad ligeras

Adondequiera que te lleve la vida

www.efoldi.com



Escanee para
obtener más
información.

Adondequiera que te lleve la vida, estaremos aquí, asegurándonos de que tengas la movilidad y la libertad necesarias para disfrutar de cada momento.

Como líder reconocido en el diseño y la fabricación de scooters y sillas de ruedas eléctricas portátiles, eFOLDi se esfuerza por ayudar a las personas a recuperar su libertad e independencia.

Las galardonadas soluciones de movilidad de eFOLDi no sólo son fáciles de guardar y transportar, sino que contribuyen a que viajar sea sencillo y factible, ya sea por aire, tierra o mar.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Por qué eFOLDi es diferente



Ligero

Transportar y levantar con facilidad



Garantía

Respaldado por una asistencia y garantía completas



Compacto

Se pliega hasta alcanzar el tamaño de un equipaje de mano



Robusto

Tranquilidad con materiales resistentes y duraderos



Innovación

Nuestros productos se fabrican con materiales de la más alta calidad para garantizar su robustez como para soportar las condiciones y los terrenos más difíciles. Nuestros cuadros están fabricados con aleaciones de aluminio o magnesio de alta calidad, nuestros motores sin escobillas de alta especificación ofrecen un rendimiento excepcional y nuestras baterías utilizan tecnología avanzada de iones de litio, por lo que no solo son duraderas, sino que ofrecen unos niveles de fiabilidad extraordinarios.



Batería con
2 años de
garantía +
2 años de
garantía para
el scooter**

Pliegue y vaya más lejos en coche, autobús, tren, avión o crucero: usted elige.

El eFOLDi Lite es uno de los scooters de viaje plegables más ligeros y compactos del mundo.

Con un peso de sólo 14kg*, la eFOLDi Lite se pliega y despliega en pocos segundos, por lo que es fácil de guardar y transportar.

No requiere ningún montaje complejo: simplemente, desplegar y listo.



Ligero
con sólo
14kg*



**Velocidad
máxima**
6km/h



Gama
hasta 16km



Garantía
Respaldo por
una asistencia
completa
y garantía

sin batería/accesorios

**se aplican términos y condiciones



Ideal para: personas con problemas de movilidad menores que priorizan la comodidad y facilidad adicionales, buscando un scooter que apoye sus necesidades de desplazamiento diarias con mayor comodidad.



La forma más ligera de potenciar tu vida

La combinación perfecta de estilo sin concesiones, portabilidad y versatilidad





“Qué aparato tan fantástico.
Ha sido increíble para mi
marido tener algo tan portátil.”

Lisa, Compradora verificada 

Compacta, cómoda, rápida y fácil de plegar... el Lite lo combina todo.

- Scooter de viaje plegable y fácil de utilizar
- Excepcionalmente ligera, con sólo 14kg*, pero extraordinariamente robusta para transportar usuarios de hasta 120kg
- Ágil y muy maniobrable, con regulador automático de la velocidad de giro para mayor estabilidad
- Se pliega con facilidad, cabe en la mayoría de los maleteros de coche y es apto para viajar en avión
- El compañero de viaje perfecto

Accesorios

Haga que cada viaje sea más fácil con extras pensados para su comodidad y conveniencia: desde almacenamiento inteligente y fundas protectoras hasta cojines, accesorios, baterías de repuesto y cargadores.



Especificaciones Lite*

Velocidad máxima	6km/h
Alcance máximo	16km
Peso máximo del usuario	120kg
Capacidad de escalada	Gradiente 1:10
Radio de giro	100cm
Dimensiones plegado	70 x 55 x 37cm
Dimensiones sin plegar	117 x 55 x 94cm
Peso (sin batería)	14kg
Peso (batería incluida)	16kg
Tipo de uso	Pavimento e interior
Sistema de frenado	Electromagnético
Amigable con las aerolíneas	Sí

*Las especificaciones pueden variar debido a las tolerancias de fabricación.



2 años de garantía para la batería y 2 años para el scooter**

**Se aplican términos y condiciones.



Escanear para
más información

eFOLDi 

Para más información...

Llámenos hoy
mismo al
+44 (0) 1737 420201

O envíenos un
correo electrónico a:
sales@efoldi.com

Su distribuidor eFOLDi más cercano:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.