

Soluzioni di mobilità leggera

Per ovunque ti porti la vita

www.efoldi.com



Scansiona per
ulteriori informazioni

Il eFOLDi Navigator offre livelli superiori di portabilità, praticità e versatilità.

In qualità di leader riconosciuto nella progettazione e produzione di scooter portatili e sedie a rotelle elettriche, eFOLDi si impegna ad aiutare le persone a riscoprire la loro libertà e indipendenza.

Le pluripremiate soluzioni di mobilità di eFOLDi non solo sono facili da riporre e trasportare, ma contribuiscono anche a rendere i viaggi semplici e accessibili, sia in aereo, che via terra o via mare.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Perché eFOLDi si distingue dagli altri



Leggero

Trasportare e sollevare con facilità




Garanzia

Supportato da assistenza completa e garanzia



Compatto

Si ripiega fino a raggiungere le dimensioni di un bagaglio a mano



Robusto

Tranquillità grazie a materiali resistenti e durevoli



Innovazione

I nostri prodotti sono realizzati con materiali di altissima qualità per garantire che siano abbastanza robusti da resistere alle condizioni e ai terreni più difficili. I nostri telai sono realizzati in leghe di alluminio o magnesio di alta qualità, i nostri motori brushless ad alte prestazioni offrono prestazioni eccezionali e le nostre batterie utilizzano una tecnologia avanzata agli ioni di litio, quindi non solo sono durevoli, ma offrono anche livelli eccezionali di affidabilità.



**Batteria con
durata di 2
anni + 2 anni
di garanzia
sulla sedia****

Goditi di nuovo viaggi senza stress e rendi ogni viaggio semplice e piacevole.

eFOLDi Navigator è una delle sedie a rotelle elettriche pieghevoli più leggere e compatte al mondo.

Con un peso di soli 12,4kg*, il Navigator ultraportatile si apre e si chiude in pochi secondi, quindi è facile da riporre e trasportare, rendendolo il compagno di viaggio perfetto.

Non è necessario alcun assemblaggio complesso: basta aprirlo e utilizzarlo.



Leggero
con un peso
di soli 12kg*



**Velocità
massima**
6km/h



Gamma
fino a 13km



Garanzia
Supportato
da assistenza
completa e
garanzia



Ideale per: persone con problemi di mobilità che danno priorità al comfort e alla praticità e cercano una sedia a rotelle elettrica che soddisfi le loro esigenze di spostamento quotidiane con maggiore comodità.




* senza batteria/accessori

**si applicano termini e condizioni

Il modo più leggero per dare forza alla tua vita

La combinazione perfetta di stile senza compromessi, portabilità e versatilità





“Essendo così leggero e portatile, il mio eFOLDi aiuta davvero me e mia moglie a goderci al massimo le nostre vacanze, sia in patria che all'estero.”

James, Acquirente verificato 

Leggero, comodo, veloce e facile da ripiegare... il Navigator ha tutto ciò che serve.

- Sedia a rotelle elettrica pieghevole, facile da usare e ultraportatile
- Con un peso di soli 12,4kg*, è una delle sedie a rotelle elettriche pieghevoli più leggere al mondo.
- Si ripiega in pochi secondi, entra nella maggior parte dei bagagliai delle auto ed è “sicuro per il trasporto aereo”
- Comandi utente dal design ergonomico, più comando integrato per l'assistente per la massima tranquillità
- Tecnologia avanzata delle batterie ad alte prestazioni con opzioni di ricarica a bordo o fuori bordo

Accessori

Rendi ogni viaggio più facile con accessori pensati per il tuo comfort e la tua comodità, dai cuscini e accessori aggiuntivi alle batterie di ricambio e ai caricabatterie.



Specifiche del Navigator*

Velocità massima	6km/h
Portata massima	13km
Peso massimo dell'utente	120kg
Capacità di arrampicata	1:10 Gradiente
Raggio di sterzata	120cm
Dimensioni piegato	34 x 59 x 89cm
Dimensioni aperte	108 x 59 x 89cm
Peso (batteria esclusa)	12.4kg
Peso (batteria inclusa)	14kg
Tipo di utilizzo	Pavimentazione e interni
Sistema frenante	Elettromagnetico
Adatto alle compagnie aeree	Sì

*Le specifiche possono variare a causa delle tolleranze di fabbricazione.



Batteria con durata di 2 anni + 2 anni di garanzia sulla sedia**

**Si applicano i termini e le condizioni



Scansiona per
ulteriori informazioni

eFOLDi 

Per ulteriori informazioni...

Chiamaci oggi
stesso al numero
+44 (0) 1737 420201

Oppure inviateci
un'e-mail all'indirizzo:
sales@efoldi.com

Il tuo rivenditore eFOLDi locale:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.