

Lichtgewicht mobiliteitsoplossingen

Voor waar het leven je ook brengt

www.efoldi.com



Scannen voor
meer informatie



Waar het leven je ook brengt, wij zijn er om ervoor te zorgen dat je de mobiliteit en vrijheid hebt om van elk moment te genieten.

Als erkend leider in het ontwerpen en produceren van draagbare scooters en elektrische rolstoelen, streeft eFOLDi ernaar mensen te helpen hun vrijheid en onafhankelijkheid te herontdekken.

De bekroonde mobiliteitsoplossingen van eFOLDi zijn niet alleen gemakkelijk op te bergen en te vervoeren, ze helpen reizen eenvoudig en haalbaar te maken – of dat nu door de lucht, over land of over zee is.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Waarom eFOLDi zich onderscheidt



Lichtgewicht

Met gemak dragen en op te tillen




Garantie

Gesteund door volledige service en garantie



Compact

Inklapbaar tot bagageruimte



Robuust

Gemoedsrust met sterke, duurzame materialen



Innovatie

Onze producten worden gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit, zodat ze robuust genoeg zijn om de zwaarste omstandigheden en het zwaarste terrein te weerstaan. Onze frames zijn gemaakt van hoogwaardige aluminium- of magnesiumlegeringen, onze borstelloze motoren met hoge specificaties leveren uitzonderlijke prestaties en onze batterijen maken gebruik van geavanceerde lithium-iontechnologie, dus ze zijn niet alleen duurzaam, maar ook uiterst betrouwbaar.



2 jaar
garantie op de
accu + 2 jaar
garantie op de
scooter**

Vouw op en ga verder met de auto, bus, trein, vliegtuig of cruiseschip – aan jou de keuze

De bekroonde eFOLDi Explorer is een ultra-draagbare lifestyle scooter voor op de weg* of de stoep.

Met een gewicht van slechts 17kg** is het in enkele seconden in- en uitgeklapt en dus gemakkelijk op te bergen en te vervoeren.

Er is geen ingewikkelde montage nodig – gewoon uitvouwen en klaar.



Ideaal voor: Mensen met lichte mobiliteitsproblemen die verder en sneller willen reizen, met meer vrijheid en onafhankelijkheid.



Lichtgewicht
op slechts
17kg*



Topsnelheid
12km/h



Bereik
tot 22km



Garantie
Gesteund door
volledige service
en garantie

*Goedgekeurd voor wegen in Groot-Brittannië

**zonder batterij/accessoires

***de algemene voorwaarden zijn van toepassing

De lichtere manier om je leven krachtiger te maken

De perfecte mix van compromisloze stijl, draagbaarheid en veelzijdigheid





“Met de eFOLDi kan ik plaatsen bezoeken waar ik een voor tijd niet kon komen. Ik vertel mensen graag – koop een eFOLDi.”

Peter, Geverifieerd koper ✓

Compact, comfortabel, snel en eenvoudig op te vouwen... de Explorer combineert het allemaal.

- Gemakkelijk te gebruiken, opvouwbare lifestyle scooter, voor op de weg of de stoep.
- Uitzonderlijk licht met slechts 17kg**, maar toch opmerkelijk robuust voor gebruikers tot 120kg.
- Behendig en zeer wendbaar.
- Gemakkelijk op te vouwen, past in de meeste kofferbakken en is vliegtuig veilig
- Rijdt tot 12 km/h met een bereik van 22km
- De perfecte reisgenoot!

Accessoires

Maak elke reis gemakkelijker met handige extra's die zijn ontworpen voor jouw comfort en gemak – van slimme opbergmogelijkheden en beschermhoezen tot kussens, opzetstukken, reservebatterijen en opladers.



Specificaties Explorer*

Maximale snelheid	12km/h
Maximaal bereik	22km
Maximaal gewicht gebruiker	120kg
Klimvermogen	1:6 Verloop
Draaicirkel	100cm
Gevouwen Afmetingen	66 x 56 x 40cm
Uitgevouwen Afmetingen	121 x 56 x 83cm
Gewicht (excl. beslag)	17kg
Gewicht (incl. batterij)	19kg
Type gebruik	Weg (Brits wettelijk)/stoep, Binnen
Remsysteem	Mechanische handrem
Vliegtuigvriendelijk	Ja

*Specificaties kunnen afwijken vanwege productietoleranties

 **2 jaar garantie op de accu + 2 jaar garantie op de scooter*****

***voorwaarden zijn van toepassing



Scan voor meer
informatie

eFOLDi 

Voor meer informatie...

Bel ons
vandaag nog op
+44 (0) 1737 420201

Of stuur ons
een e-mail op:
sales@efoldi.com

Uw plaatselijke eFOLDi-dealer:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.