


Lichtgewicht mobiliteitsoplossingen

Voor waar het leven je ook brengt

www.efoldi.com



Scannen voor
meer informatie

Waar het leven je ook brengt, wij zijn er om ervoor te zorgen dat je de mobiliteit en vrijheid hebt om van elk moment te genieten.

Als erkend leider in het ontwerpen en produceren van draagbare scooters en elektrische rolstoelen, streeft eFOLDi ernaar mensen te helpen hun vrijheid en onafhankelijkheid te herontdekken.

De bekroonde mobiliteitsoplossingen van eFOLDi zijn niet alleen gemakkelijk op te bergen en te vervoeren, ze helpen reizen eenvoudig en haalbaar te maken – of dat nu door de lucht, over land of over zee is.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Waarom eFOLDi zich onderscheidt



Lichtgewicht

Met gemak dragen en tillen




Garantie

Gesteund door volledige ondersteuning en garantie



Compact

Inklapbaar tot bagageruimte



Robuust

Gemoedsrust met sterke, duurzame materialen



Innovatie

Onze producten worden gemaakt van materialen van de hoogste kwaliteit, zodat ze robuust genoeg zijn om de zwaarste omstandigheden en het zwaarste terrein te weerstaan. Onze frames zijn gemaakt van hoogwaardige aluminium- of magnesiumlegeringen, onze borstelloze motoren met hoge specificaties leveren uitzonderlijke prestaties en onze batterijen maken gebruik van geavanceerde lithium-iontechnologie, dus ze zijn niet alleen duurzaam, maar ook uiterst betrouwbaar.



2 jaar
garantie op de
accu + 2 jaar
garantie op de
scooter**

Vouw op en ga verder met de auto, bus, trein, vliegtuig of cruiseschip – aan jou de keuze

De eFOLDi Lite is een van 's werelds lichtste, meest compacte opvouwbare reisscooters.

Met een gewicht van slechts 14kg* is de eFOLDi Lite in slechts enkele seconden in- en uitgeklaapt en dus gemakkelijk op te bergen en te vervoeren.

Er is geen ingewikkelde montage nodig – gewoon uitvouwen en klaar.



Ideaal voor: Mensen met lichte mobiliteitsproblemen die prioriteit geven aan extra comfort en gemak, op zoek zijn naar een scooter die hun dagelijkse reisbehoeften ondersteunt met extra gemak.



Lichtgewicht
op slechts
14kg*



Topsnelheid
6km/h



Bereik
tot 16km



Garantie
Gesteund door
volledige service
en garantie

* zonder batterij/accessoires

**termen en voorwaarden zijn van toepassing

De lichtere manier om je leven krachtiger te maken

De perfecte mix van compromisloze stijl, draagbaarheid en veelzijdigheid





“Wat een fantastisch apparaat.
Het is zo geweldig geweest
voor mijn man om zo iets
draagbaars te hebben.”

Lisa, Geverifieerd koper ✓

Compact, comfortabel, snel en eenvoudig op te vouwen... de Lite combineert het allemaal.

- Gebruiksvriendelijke, opvouwbare reisscooter
- Uitzonderlijk licht met slechts 14kg*, maar toch opmerkelijk robuust voor gebruikers tot 120 kg
- Behendig en zeer wendbaar, met automatische snelheidsregelaar voor automatisch draaien voor extra stabiliteit
- Gemakkelijk op te vouwen, past in de meeste kofferbakken en is vliegtuig veilig
- De perfecte reisgenoot!

Accessoires

Maak elke reis gemakkelijker met handige extra's die zijn ontworpen voor jouw comfort en gemak - van slimme opbergmogelijkheden en beschermhoezen tot kussens, opzetstukken, reservebatterijen en opladers.



Lite Specificaties*

Maximale snelheid	6km/h
Maximaal bereik	16km
Maximaal gewicht gebruiker	120kg
Klimvermogen	1:10 Verloop
Draaicirkel	100cm
Gevouwen Afmetingen	70 x 55 x 37cm
Uitgevouwen Afmetingen	117 x 55 x 94cm
Gewicht (excl. beslag)	14kg
Gewicht (incl. batterij)	16kg
Type gebruik	Bestrating en binnenshuis
Remsysteem	Elektromagnetisch
Vliegtuigvriendelijk	Ja

*Specificaties kunnen afwijken vanwege productietoleranties



2 jaar garantie op de accu + 2 jaar garantie op de scooter**

**voorwaarden zijn van toepassing



Scan voor meer
informatie

eFOLDi 

Voor meer informatie...

Bel ons
vandaag nog op
+44 (0) 1737 420201

Of e-mail ons op:
sales@efoldi.com

Uw plaatselijke eFOLDi-dealer:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.