

Lichtgewicht mobiliteitsoplossingen

Waar het leven je ook brengt

www.efoldi.com



Scan voor meer
informatie

De eFOLDi Navigator biedt een superieure mate van draagbaarheid, gebruiksgemak en veelzijdigheid.

Als erkend marktleider in het ontwerpen en produceren van draagbare scooters en elektrische rolstoelen streeft eFOLDi ernaar mensen te helpen hun vrijheid en onafhankelijkheid te herontdekken.

De bekroonde mobiliteitsoplossingen van eFOLDi zijn niet alleen gemakkelijk op te bergen en te vervoeren, ze maken reizen ook eenvoudig en haalbaar – of dat nu door de lucht, over land of over zee is.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Waarom eFOLDi zich onderscheidt



Lichtgewicht

Gemakkelijk
dragen en op
te tillen




Garantie

Ondersteund door
volledige service
en garantie



Compact

Opvouwbaar tot
de afmetingen van
handbagage



Robuust

Gemoedsrust dankzij
sterke, duurzame
materialen



Innovatie

Onze producten worden vervaardigd met materialen van de hoogste kwaliteit, zodat ze robuust genoeg zijn om de zwaarste omstandigheden en het ruigste terrein te weerstaan. Onze frames zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium of magnesiumlegeringen, onze hoogwaardige borstelloze motoren leveren uitzonderlijke prestaties en onze batterijen maken gebruik van geavanceerde lithium-iontechnologie, waardoor ze niet alleen duurzaam zijn, maar ook een uitstekende betrouwbaarheid bieden.



2 jaar
garantie op
de batterij +
2 jaar
garantie op
de stoel**

Geniet weer van zorgeloos reizen en maak elke reis moeiteloos

De eFOLDi Navigator is een van 's werelds lichtste en meest compacte opvouwbare elektrische rolstoelen.

Met een gewicht van slechts 12,4kg* is de ultra-draagbare Navigator in slechts enkele seconden in en uit te klappen, waardoor hij gemakkelijk op te bergen en te vervoeren is en de perfecte reisgenoot is.

Er is geen ingewikkelde montage nodig - gewoon uitklappen en klaar.



Ideaal voor: Mensen met mobiliteitsproblemen die extra comfort en gemak belangrijk vinden en op zoek zijn naar een elektrische rolstoel die hun dagelijkse verplaatsingen ondersteunt en extra gemak biedt.



Lichtgewicht
met een gewicht van slechts 12kg



Topsnelheid
6km/h



Bereik
tot 13km



Garantie
Ondersteund door volledige service en garantie

* zonder batterij/accessoires

**voorwaarden zijn van toepassing

De lichtere manier om je leven kracht bij te zetten

De perfecte combinatie van compromisloze stijl, draagbaarheid en veelzijdigheid

Geïntegreerde bedieningsschakelaar

voor begeleiders om eenvoudig te schakelen tussen zelfstandig en begeleid rijden

Eenvoudige, ergonomische joystick-achtige bedieningselementen

voor een soepele, intuïtieve bediening

Lithium-ionbatterij van automobielkwaliteit

met een bereik van 13km, verwijderbaar voor opladen aan boord of buiten het voertuig

Duurzaam frame

gemaakt van stevige magnesiumlegering, zodat het gemakkelijk bestand is tegen dagelijks gebruik.

Anti-kantelwielen

voor meer veiligheid en gemoedsrust

Vaste banden

zonder pompen en geschikt voor verschillende terreinen

Krachtige motor

met lage trillingen en fluisterstille werking

Kussen

Afneembaar, ademend zitkussen voor optimaal comfort

Elektromagnetisch remsysteem

voor maximale veiligheid/controle

Verstelbare voetsteun

voor comfort en toegankelijkheid voor een breed scala aan gebruikers

Ultralichtgewicht

met een gewicht van slechts 12,4kg*

Compact

Vouwt binnen enkele seconden op tot een compact formaat, dus gemakkelijk op te bergen en te vervoeren



“Omdat het zo licht en draagbaar is, helpt mijn eFOLDi mij en mijn vrouw echt om het meeste uit onze vakanties te halen, zowel in binnen- als buitenland.”

James, Geverifieerde koper 

Lichtgewicht, comfortabel, snel en eenvoudig op te vouwen... de Navigator combineert het allemaal.

- Gebruiksvriendelijke, ultradraagbare opvouwbare elektrische rolstoel
- Met een gewicht van slechts 12,4kg* is het een van de lichtste opvouwbare elektrische rolstoelen verkrijgbaar in de wereld
- In enkele seconden op te vouwen, past in de meeste kofferbakken en is 'vliegtuigveilig'
- Ergonomisch ontworpen bedieningselementen, plus geïntegreerde bediening voor de begeleider voor totale gemoedsrust
- Geavanceerde, hoogwaardige batterijtechnologie met oplaadmogelijkheden aan boord of buiten het voertuig

Accessoires

Maak elke reis gemakkelijker met doordachte extra's die zijn ontworpen voor uw comfort en gemak - van extra kussens en hulpstukken tot reservebatterijen en opladers.



Navigator Specificaties*

Maximale snelheid	6km/h
Maximaal bereik	13km
Maximaal gebruikersgewicht	120kg
Klimvermogen	1:10 Helling
Draaicirkel	120cm
Afmetingen opgevouwen	34 x 59 x 89cm
Ontvouwde dimensies	108 x 59 x 89cm
Gewicht (excl. batterij)	12.4kg
Gewicht (incl. batterij)	14kg
Type gebruik	Bestrating en binnenruimte
Remsysteem	Elektromagnetisch
Luchtvaartmaatschappijvriendelijk	Ja

*Specificaties kunnen variëren als gevolg van fabricagetoleranties.



2 jaar garantie op de accu + 2 jaar garantie op de scooter**

**Algemene voorwaarden zijn van toepassing.



Scan voor meer
informatie

eFOLDi 

Voor meer informatie...

Bel ons
vandaag nog op
+44 (0) 1737 420201

Of stuur ons
een e-mail op:
sales@efoldi.com

Uw lokale eFOLDi-dealer:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.