

Solutions de mobilité légères

Partout où la vie vous mène

www.efoldi.com



Scannez pour plus
d'informations

Le eFOLDi Navigator offre des niveaux supérieurs de portabilité, de commodité et de polyvalence.

En tant que leader reconnu dans la conception et la fabrication de scooters portables et de fauteuils roulants électriques, eFOLDi s'efforce d'aider les personnes à retrouver leur liberté et leur indépendance.

Les solutions de mobilité primées d'eFOLDi sont non seulement faciles à ranger et à transporter, mais elles contribuent également à simplifier et à faciliter les déplacements, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Pourquoi eFOLDi se démarque



Léger

Transportez et soulevez facilement




Garantie

Bénéficiant d'une assistance complète et d'une garantie



Compact

Se replie pour atteindre la taille d'un bagage à main



Robuste

Tranquillité d'esprit grâce à des matériaux solides et durables



Innovation

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité afin de garantir leur robustesse et leur capacité à résister aux conditions et aux terrains les plus difficiles. Nos cadres sont fabriqués à partir d'alliages d'aluminium ou de magnésium de haute qualité, nos moteurs sans balais haut de gamme offrent des performances exceptionnelles et nos batteries utilisent une technologie lithium-ion avancée, ce qui leur confère non seulement une grande durabilité, mais aussi une fiabilité exceptionnelle.



**Batterie
garantie 2
ans + fauteuil
garanti
2 ans****

Profitez à nouveau de vos voyages sans tracas et rendez chaque trajet facile.

Le eFOLDi Navigator est l'un des fauteuils roulants électriques pliables les plus légers et les plus compacts au monde.

Avec un poids de seulement 12.4kg*, le Navigator est ultra-portable. Il se plie et se déplie en quelques secondes, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, et en fait le compagnon de voyage idéal.

Aucun assemblage complexe n'est nécessaire : il suffit de le déplier et c'est parti.



Léger
seulement
12kg*



**Vitesse
maximale**
6km/h



Gamme
jusqu'à 13km



Garantie
Bénéficiant d'un
service après-
vente complet et
d'une garantie

* sans batterie/accessoires

**selon conditions générales de vente



Idéal pour : les personnes à mobilité réduite qui privilégient le confort et la facilité d'utilisation, et qui recherchent un fauteuil électrique répondant à leurs besoins quotidiens en matière de déplacement avec un confort supplémentaire.



La manière la plus simple de prendre votre vie en main

Le mélange parfait entre style sans compromis, portabilité et polyvalence.

Commutateur de commande intégré

permettant de passer facilement du mode conduite autonome au mode conduite assistée.

Commandes simples et ergonomiques de type joystick

pour une utilisation fluide et intuitive

Batterie lithium-ion de qualité automobile

avec une autonomie de 13 km, amovible pour une recharge à bord ou à l'extérieur

Cadre durable

fabriqué à partir d'un alliage de magnésium résistant pour soutenir facilement une utilisation quotidienne

Roues anti-basculement

pour une sécurité et une tranquillité d'esprit accrues

Pneus pleins

sans besoin de gonflage, et adaptable à tous les terrains

Moteur puissant à faibles vibrations

et fonctionnement silencieux

Coussin

Coussin de siège amovible et respirant pour un confort optimal

Système de freinage électromagnétique

pour une sécurité et un contrôle maximaux

Repose-pieds réglable

pour le confort et l'accessibilité d'un large éventail d'utilisateurs

Ultra-léger

seulement 12.4kg*

Compact

Se plie en quelques secondes pour devenir compact, donc facile à ranger et à transporter





“Grâce à sa légèreté et à sa portabilité, mon eFOLDi nous aide vraiment, ma femme et moi, à profiter au maximum de nos vacances, chez nous et à l'étranger.”

James, Acheteur vérifié 

Léger, confortable, rapide et facile à plier... le Navigator combine tout cela.

- Fauteuil roulant électrique pliable, facile à utiliser et ultra-portable.
- Avec un poids de seulement 12.4kg*, c'est l'un des fauteuils roulants électriques pliables les plus légers au monde.
- Se plie en quelques secondes, se range dans la plupart des coffres de voiture et est « adapté au transport aérien ».
- Commandes ergonomiques, et commande intégrée pour une tranquillité d'esprit totale.
- Technologie de batterie avancée et haute performance avec options de recharge embarquée ou externe.

Accessoires

Rendez chaque trajet plus facile grâce à des accessoires bien pensés conçus pour votre confort et votre commodité, allant des coussins et accessoires supplémentaires aux batteries de recharge et chargeurs.



Spécifications du **Navigator***

Vitesse maximale	6km/h
Portée maximale	13km
Poids maximal de l'utilisateur	135kg
Capacité d'escalade	1:10 Pente
Rayon de braquage	120cm
Dimensions plié	34 x 59 x 89cm
Dimensions déplié	108 x 59 x 89cm
Poids (hors batterie)	12.4kg
Poids (batterie incluse)	14kg
Type d'utilisation	Chaussée et intérieur
Système de freinage	Électromagnétique
Adapté aux compagnies aériennes	Oui

*Les spécifications peuvent varier en raison des tolérances de fabrication.



Batterie garantie 2 ans + fauteuil garanti 2 ans**

**Selon conditions générales de vente



Scannez pour plus
d'informations

eFOLDi 

Pour plus d'informations...

Appelez-nous dès
aujourd'hui au
+44 (0) 1737 420201

Ou envoyez-nous
un e-mail à :
sales@efoldi.com

Votre revendeur eFOLDi local :



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.