

Leichte Mobilitätslösungen

Wo auch immer das Leben dich hinführts

www.efoldi.com



Weitere Informationen
finden Sie hier.

Der eFOLDi Navigator bietet ein Höchstmaß an Mobilität, Komfort und Vielseitigkeit.

Als anerkannter Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von tragbaren Rollern und Elektrorollstühlen ist eFOLDi bestrebt, Menschen dabei zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzuentdecken.

Die preisgekrönten Mobilitätslösungen von eFOLDi sind nicht nur einfach zu verstauen und zu transportieren, sie machen auch das Reisen einfacher und leichter – egal ob zu Luft, zu Land oder zu Wasser.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Warum eFOLDi sich von anderen unterscheidet



Leichtgewicht

Einfaches Tragen und Heben




Garantie

Mit umfassendem Support und Garantie



Kompakt

Zusammenklappbar auf Handgepäckgröße



Robust

Sicherheit durch robuste, langlebige Materialien



Innovation

Unsere Produkte werden aus Materialien höchster Qualität hergestellt, um sicherzustellen, dass sie robust genug sind, um auch den härtesten Bedingungen und Geländeformen standzuhalten. Unsere Rahmen bestehen aus hochwertigen Aluminium- oder Magnesiumlegierungen, unsere hochspezifizierten bürstenlosen Motoren liefern außergewöhnliche Leistung und unsere Batterien verwenden fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie, sodass sie nicht nur langlebig sind, sondern auch ein herausragendes Maß an Zuverlässigkeit bieten.



**2 Jahre
Garantie auf
den Akku + 2
Jahre Garantie
auf den
Rollstuhl****

Genießen Sie wieder stressfreies Reisen und machen Sie jede Reise mühelos.

Der eFOLDi Navigator ist einer der leichtesten und kompaktesten faltbaren Elektrorollstühle der Welt.

Mit einem Gewicht von nur 12,4kg* lässt sich der ultraportable Navigator in wenigen Sekunden zusammen- und auseinanderklappen und ist somit leicht zu verstauen und zu transportieren – der perfekte Reisebegleiter.

Es ist keine komplizierte Montage erforderlich – einfach aufklappen und loslegen.



Leichtgewicht
mit nur 12kg*



Höchstgeschwindigkeit
6km/h



Bereich
bis zu 13km



Garantie
Mit
umfassendem
Support und
Garantie

* ohne Akku/Zubehör

**Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Ideal für: Personen mit Mobilitätseinschränkungen, die besonderen Wert auf Komfort und Bequemlichkeit legen und einen Elektrorollstuhl suchen, der ihre täglichen Mobilitätsanforderungen mit zusätzlichem Komfort erfüllt.



Der leichtere Weg, Ihr Leben zu bereichern

Die perfekte Mischung aus kompromisslosem Stil, Tragbarkeit und Vielseitigkeit





“Da es so leicht und tragbar ist, hilft mir und meiner Frau das eFOLDi wirklich dabei, das Beste aus unseren Urlaubsreisen im In- und Ausland zu machen.”

James, Verifizierter Käufer 

Leicht, komfortabel, schnell und einfach zusammenklappbar ... der Navigator vereint all diese Eigenschaften.

- Einfach zu bedienender, ultraportabler, faltbarer Elektrorollstuhl
- Mit einem Gewicht von nur 12,4kg* ist er einer der leichtesten faltbaren Elektrorollstühle weltweit.
- Lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen, passt in die meisten Kofferräume und ist „flugzeugtauglich“
- Ergonomisch gestaltete Bedienelemente sowie integrierte Begleitsteuerung für absolute Sicherheit
- Fortschrittliche, leistungsstarke Batterietechnologie mit On-Board- oder Off-Board-Lademöglichkeiten

Zubehör

Erleichtern Sie sich jede Reise mit durchdachten Extras, die für Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit entwickelt wurden – von zusätzlichen Kissen und Aufsätzen bis hin zu Ersatzakkus und Ladegeräten.



Navigator-Spezifikationen*

Höchstgeschwindigkeit	6km/h
Maximale Reichweite	13km
Maximales Benutzergewicht	135kg
Kletterfähigkeit	1:10 Steigung
Wendekreis	120cm
Gefaltete Abmessungen	34 x 59 x 89cm
Entfaltete Dimensionen	108 x 59 x 89cm
Gewicht (ohne Batterie)	12.4kg
Gewicht (inkl. Akku)	14kg
Art der Nutzung	Pflaster und Innenbereich
Bremssystem	Elektromagnetisch
Fluglinienfreundlich	Ja

*Die Spezifikationen können aufgrund von Fertigungstoleranzen variieren.

 **2 Jahre Garantie auf den Akku + 2 Jahre Garantie auf den Rollstuhl****

**Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Weitere Informationen
finden Sie hier.

eFOLDi 

Weitere Informationen...

Rufen Sie uns noch
heute an unter
+44 (0) 1737 420201

Oder senden Sie
uns eine E-Mail an:
sales@efoldi.com

Ihr lokaler eFOLDi-Händler:

 **HAMMER INTERNATIONAL**

Hammer International GmbH
Tel. 07032 9185 103
Im Marxle 4, 72119 Ammerbuch
info@hammer-international.de
www.hammer-international.de



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.