

Soluzioni di mobilità leggera

Per ovunque ti porti la vita

www.efoldi.com



Scansiona per
ulteriori informazioni

Il eFOLDi Navigator offre livelli superiori di portabilità, praticità e versatilità.

In qualità di leader riconosciuto nella progettazione e produzione di scooter portatili e sedie a rotelle elettriche, eFOLDi si impegna ad aiutare le persone a riscoprire la loro libertà e indipendenza.

Le pluripremiate soluzioni di mobilità di eFOLDi non solo sono facili da riporre e trasportare, ma contribuiscono anche a rendere i viaggi semplici e accessibili, sia in aereo, che via terra o via mare.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Perché eFOLDi si distingue dagli altri



Leggero

Trasportare e sollevare con facilità




Garanzia

Supportato da assistenza completa e garanzia



Compatto

Si ripiega fino a raggiungere le dimensioni di un bagaglio a mano



Robusto

Tranquillità grazie a materiali resistenti e durevoli



Innovazione

I nostri prodotti sono realizzati con materiali di altissima qualità per garantire che siano abbastanza robusti da resistere alle condizioni e ai terreni più difficili. I nostri telai sono realizzati in leghe di alluminio o magnesio di alta qualità, i nostri motori brushless ad alte prestazioni offrono prestazioni eccezionali e le nostre batterie utilizzano una tecnologia avanzata agli ioni di litio, quindi non solo sono durevoli, ma offrono anche livelli eccezionali di affidabilità.



**Batteria con
durata di 2
anni + 2 anni
di garanzia**
sulla sedia****

Goditi di nuovo viaggi senza stress e rendi ogni viaggio semplice e piacevole.

eFOLDi Navigator è una delle sedie a rotelle elettriche pieghevoli più leggere e compatte al mondo.

Con un peso di soli 12,4kg*, il Navigator ultraportatile si apre e si chiude in pochi secondi, quindi è facile da riporre e trasportare, rendendolo il compagno di viaggio perfetto.

Non è necessario alcun assemblaggio complesso: basta aprirlo e utilizzarlo.



Leggero
con un peso
di soli 12kg*



**Velocità
massima**
6km/h



Gamma
fino a 13km



Garanzia
Supportato
da assistenza
completa e
garanzia

* senza batteria/accessori

**si applicano termini e condizioni




Ideale per: persone con problemi di mobilità che danno priorità al comfort e alla praticità e cercano una sedia a rotelle elettrica che soddisfi le loro esigenze di spostamento quotidiane con maggiore comodità.



Il modo più leggero per dare forza alla tua vita

La combinazione perfetta di stile senza compromessi, portabilità e versatilità





"Essendo così leggero e portatile, il mio eFOLDi aiuta davvero me e mia moglie a goderci al massimo le nostre vacanze, sia in patria che all'estero."

James, Acquirente verificato 

Leggero, comodo, veloce e facile da ripiegare... il Navigator ha tutto ciò che serve.

- Sedia a rotelle elettrica pieghevole, facile da usare e ultraportatile
- Con un peso di soli 12,4kg*, è una delle sedie a rotelle elettriche pieghevoli più leggere al mondo.
- Si ripiega in pochi secondi, entra nella maggior parte dei bagagliai delle auto ed è "sicuro per il trasporto aereo"
- Comandi utente dal design ergonomico, più comando integrato per l'assistente per la massima tranquillità
- Tecnologia avanzata delle batterie ad alte prestazioni con opzioni di ricarica a bordo o fuori bordo

Accessori

Rendi ogni viaggio più facile con accessori pensati per il tuo comfort e la tua comodità, dai cuscini e accessori aggiuntivi alle batterie di ricambio e ai caricabatterie.



Specifiche del **Navigator***

Velocità massima	6km/h
Portata massima	13km
Peso massimo dell'utente	135kg
Capacità di arrampicata	1:10 Gradiente
Raggio di sterzata	120cm
Dimensioni piegato	34 x 59 x 89cm
Dimensioni aperte	108 x 59 x 89cm
Peso (batteria esclusa)	12.4kg
Peso (batteria inclusa)	14kg
Tipo di utilizzo	Pavimentazione e interni
Sistema frenante	Elettromagnetico
Adatto alle compagnie aeree	Sì

*Le specifiche possono variare a causa delle tolleranze di fabbricazione.



Batteria con durata di 2 anni + 2 anni di garanzia sulla sedia**

**Si applicano i termini e le condizioni



Scansiona per
ulteriori informazioni

eFOLDi 

Per ulteriori informazioni...

Chiamaci oggi
stesso al numero
+44 (0) 1737 420201

Oppure inviateci
un'e-mail all'indirizzo:
sales@efoldi.com

Il tuo rivenditore eFOLDi locale:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.