

Soluciones de movilidad ligeras

Adondequiera que te lleve la vida

www.efoldi.com



Escanee para
obtener más
información.

El eFOLDi Navigator ofrece niveles superiores de portabilidad, comodidad y versatilidad.

Como líder reconocido en el diseño y la fabricación de scooters portátiles y sillas de ruedas eléctricas, eFOLDi se esfuerza por ayudar a las personas a redescubrir su libertad e independencia.

Las galardonadas soluciones de movilidad de eFOLDi no solo son fáciles de almacenar y transportar, sino que también ayudan a que viajar sea sencillo y accesible, ya sea por aire, tierra o mar.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Por qué eFOLDi destaca



Ligero

Transportar y levantar con facilidad




Garantía

Con el respaldo de un soporte técnico completo y garantía.



Compacto

Se pliega hasta alcanzar el tamaño de equipaje de mano.



Robusto

Tranquilidad gracias a materiales resistentes y duraderos.



Innovación

Nuestros productos se fabrican con materiales de la más alta calidad para garantizar que sean lo suficientemente robustos como para soportar las condiciones y los terrenos más difíciles. Nuestros chasis están fabricados con aleaciones de aluminio o magnesio de alta calidad, nuestros motores sin escobillas de altas prestaciones ofrecen un rendimiento excepcional y nuestras baterías utilizan tecnología avanzada de iones de litio, por lo que no solo son duraderas, sino que también ofrecen unos niveles de fiabilidad excepcionales.



Batería con 2
años de garantía
+ 2 años de
garantía para
el silla**

Vuelve a disfrutar de viajes sin complicaciones y haz que cada trayecto sea fácil.

La eFOLDi Navigator es una de las sillas de ruedas eléctricas plegables más ligeras y compactas del mundo.

Con un peso de solo 12,4kg*, el ultraportátil Navigator se pliega y despliega en solo unos segundos, por lo que es fácil de guardar y transportar, lo que lo convierte en el compañero de viaje perfecto.

No requiere montaje complejo: solo hay que desplegarlo y listo.



Ligero
con un peso
de solo 12kg*



**Velocidad
máxima**
6km/h



Rango
hasta 13km



Garantía
Con el respaldo
de un soporte
técnico completo
y garantía.



Ideal para: Personas con problemas de movilidad que priorizan la comodidad y la facilidad, y buscan una silla eléctrica que satisfaga sus necesidades diarias de desplazamiento con mayor comodidad.



* sin batería/accesorios

**se aplican términos y condiciones

La forma más sencilla de potenciar tu vida

La combinación perfecta de estilo sin concesiones, portabilidad y versatilidad.

El interruptor de control integrado

permite cambiar fácilmente entre conducción autónoma y asistida.

Batería de iones de litio para uso automotriz

con un alcance de 13km, extraíble para cargar dentro o fuera del vehículo

Controles sencillos y ergonómicos tipo joystick

para un manejo fluido e intuitivo.

Estructura resistente fabricada

en aleación de magnesio resistente para soportar el uso diario con facilidad.

Ruedas antivuelco

Para mayor seguridad y tranquilidad.

Neumáticos macizos

Sin necesidad de bombeo y apto para múltiples terrenos.

Potente motor de baja vibración

con un funcionamiento silencioso.

Cojín

Cojín de asiento extraíble y transpirable para un confort óptimo

Sistema de frenos electromagnéticos

para una seguridad y un control máximos.

Reposapiés ajustable

para la comodidad y accesibilidad de una amplia gama de usuarios

Ultraligero

con un peso de solo 12,4kg*

Compacto

Se pliega en un tamaño compacto en cuestión de segundos, por lo que es fácil de guardar y transportar.





"Al ser tan ligero y portátil, mi eFOLDi nos ayuda mucho a mi mujer y a mí a aprovechar al máximo nuestras escapadas de vacaciones, tanto en casa como en el extranjero"

James, Comprador verificado 

Ligero, cómodo, rápido y fácil de plegar... el Navigator lo tiene todo.

- Silla de ruedas eléctrica plegable, fácil de usar y ultraportátil.
- Con un peso de solo 12,4kg*, es una de las sillas de ruedas eléctricas plegables más ligeras del mundo.
- Se pliega en segundos, cabe en la mayoría de los maleteros de los coches y es «apto para viajar en avión».
- Controles de usuario diseñados ergonómicamente, además de control integral para el asistente para una tranquilidad total.
- Tecnología avanzada de baterías de alto rendimiento con opciones de carga a bordo o fuera de bordo.

Accesorios

Haga que cada viaje sea más fácil con extras cuidadosamente diseñados para su comodidad y conveniencia, desde cojines y accesorios adicionales hasta baterías de repuesto y cargadores.



Especificaciones del Navigator*

Velocidad máxima	6km/h
Alcance máximo	13km
Peso máximo del usuario	135kg
Capacidad para escalar	1:10 Gradiente
Radio de giro	120cm
Dimensiones plegado	34 x 59 x 89cm
Dimensiones desplegada	108 x 59 x 89cm
Peso (sin batería)	12.4kg
Peso (incluida la batería)	14kg
Tipo de uso	Pavimento y interiores
Sistema de frenado	Electromagnético
Apto para aerolíneas	Sí

*Las especificaciones pueden variar debido a las tolerancias de fabricación.



Batería con 2 años de garantía + 2 años de garantía para el silla**

**Se aplican términos y condiciones.



Escanee para obtener
más información.

eFOLDi 

Para más información...

Llámenos hoy
mismo al
+44 (0) 1737 420201

O envíenos un
correo electrónico a:
sales@efoldi.com

Su distribuidor local de eFOLDi:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.