

Solutions de mobilité légères

Partout où la vie vous mène

www.efoldi.com



Scannez pour plus
d'informations

**Partout où la vie vous mène,
nous serons là pour vous
garantir la mobilité et la
liberté nécessaires pour
profiter de chaque instant.**

En tant que leader reconnu dans la conception et la fabrication de scooters portables et de fauteuils roulants électriques, eFOLDi s'efforce d'aider les personnes à retrouver leur liberté et leur indépendance.

Les solutions de mobilité primées d'eFOLDi sont non seulement faciles à ranger et à transporter, mais elles contribuent également à simplifier et à faciliter les déplacements, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Pourquoi eFOLDi se démarque



Léger

Transportez
et soulevez
facilement




Garantie

Bénéficiant
d'une assistance
complète et d'une
garantie



Compact

Se replie pour
atteindre la taille d'un
bagage à main



Robuste

Tranquillité d'esprit
grâce à des
matériaux solides
et durables



Innovation

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité afin de garantir leur robustesse et leur capacité à résister aux conditions et aux terrains les plus difficiles. Nos cadres sont fabriqués à partir d'alliages d'aluminium ou de magnésium de haute qualité, nos moteurs sans balais haut de gamme offrent des performances exceptionnelles et nos batteries utilisent une technologie lithium-ion avancée, ce qui leur confère non seulement une grande durabilité, mais aussi une fiabilité exceptionnelle.



Batterie
garantie 2
ans + scooter
garanti
2 ans**

Que ce soit pour faire les magasins, aller au parc ou partir en escapade, le Compass est toujours prêt à partir.

Notre premier scooter à quatre roues et pliable en deux étapes, conçue pour rendre vos déplacements plus faciles et plus agréables.

Avec un poids de seulement 11kg (sans la batterie), il est léger et parfait pour rouler en toute confiance sur différents terrains.

De plus, il se plie en quelques secondes, ce qui le rend facile à transporter et à ranger où que vous alliez.



Léger
seulement
11kg*



**Vitesse
maximale**
6km/h



Gamme
jusqu'à 16km



Garantie
Bénéficiant d'un
service après-
vente complet et
d'une garantie



Idéal pour : les personnes ayant des problèmes de mobilité mineurs qui ont besoin d'un soutien et d'une stabilité supplémentaires, et qui recherchent un scooter offrant plus de confiance, de sécurité et de facilité d'utilisation pour se déplacer.



* sans batterie/accessoires

**selon conditions générales de vente

La manière la plus simple de prendre votre vie en main

Le mélange parfait entre style sans compromis, portabilité et polyvalence.





“C’est tellement intelligent, le scooter s’ajuste automatiquement lorsque je tourne, ce qui rend la conduite sûre et fluide.”

Ros, Acheteuse vérifiée 

Le Compass allie confort, design compact et pliage facile, le tout dans un seul scooter intelligent.

- Stable, confortable et prêt pour tous les trajets
- Exceptionnellement léger avec seulement 11kg*, mais remarquablement robuste, il peut transporter des passagers pesant jusqu'à 120kg
- Agile et très maniable, la technologie Secure-Turn® pour plus de confiance et de stabilité
- Se plie facilement, se range dans la plupart des coffres de voiture et est adapté au transport aérien
- Vitesse maximale de 6km/h et autonomie de 16km
- Le compagnon de voyage idéal !

Accessoires

Facilitez chaque trajet grâce à des accessoires bien pensés conçus pour votre confort et votre commodité, allant des rangements astucieux et des housses de protection aux coussins, accessoires, batteries de rechange et chargeurs.



Spécifications du Compass*

Vitesse maximale	6km/h
Portée maximale	16km
Poids maximal de l'utilisateur	120kg
Capacité d'escalade	1:10 Pente
Rayon de braquage	135cm
Dimensions plié	92 x 43 x 40cm
Dimensions déplié	92 x 43 x 96cm
Poids (hors batterie)	11kg
Poids (batterie incluse)	13kg
Type d'utilisation	Chaussée et intérieur
Système de freinage	Électromagnétique
Adapté aux compagnies aériennes	Oui

*Les spécifications peuvent varier en raison des tolérances de fabrication.



Batterie garantie 2 ans + scooter garanti 2 ans**

**Selon conditions générales de vente



Scannez pour plus
d'informations

eFOLDi 

Pour plus d'informations...

Appelez-nous dès
aujourd'hui au
+44 (0) 1737 420201

Ou envoyez-nous
un e-mail à :
sales@efoldi.com

Votre revendeur eFOLDi local :



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.