

Leichte Mobilitätslösungen

Wo auch immer das Leben dich hinführt

www.efoldi.com



Weitere Informationen
finden Sie hier.

Wo auch immer das Leben Sie hinführt, wir sind für Sie da und sorgen dafür, dass Sie die Mobilität und Freiheit haben, jeden Moment zu genießen.

Als anerkannter Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von tragbaren Rollern und Elektrorollstühlen ist eFOLDi bestrebt, Menschen dabei zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzuentdecken.

Die preisgekrönten Mobilitätslösungen von eFOLDi sind nicht nur einfach zu verstauen und zu transportieren, sie machen auch das Reisen einfacher und leichter – egal ob in der Luft, zu Lande oder zu Wasser.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Warum eFOLDi sich von anderen unterscheidet



Leichtgewicht

Einfaches Tragen und Heben




Garantie

Mit umfassendem Support und Garantie



Kompakt

Zusammenklappbar auf Handgepäckgröße



Robust

Sicherheit durch robuste, langlebige Materialien



Innovation

Unsere Produkte werden aus Materialien höchster Qualität hergestellt, um sicherzustellen, dass sie robust genug sind, um auch den härtesten Bedingungen und Geländeformen standzuhalten. Unsere Rahmen bestehen aus hochwertigen Aluminium- oder Magnesiumlegierungen, unsere hochspezifizierten bürstenlosen Motoren liefern außergewöhnliche Leistung und unsere Batterien verwenden fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie, sodass sie nicht nur langlebig sind, sondern auch ein herausragendes Maß an Zuverlässigkeit bieten.



**2 Jahre
Garantie auf
den Akku
+ 2 Jahre
Garantie auf
den Roller****

Ob zum Einkaufen, in den Park oder für einen Kurztrip – der Compass ist immer einsatzbereit.

Unser erster 4-Rad-Rollator mit 2-fach-Klappmechanismus,
der Ihre Wege einfacher und angenehmer macht.

Mit einem Gewicht von nur 11kg (ohne Akku) ist es leicht und eignet
sich perfekt für das sichere Fahren in unterschiedlichem Gelände.

Außerdem lässt es sich in Sekundenschnelle zusammenklappen,
sodass es einfach zu transportieren und überall zu verstauen ist.



Leichtgewicht
mit nur 11kg*



**Höchstgesch-
windigkeit**
6km/h



Bereich
bis zu 16km



Garantie
Mit
umfassendem
Support und
Garantie

* ohne Akku/Zubehör

**Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Ideal für: Personen mit leichten
Mobilitätsproblemen, die zusätzliche
Unterstützung und Stabilität benötigen und
einen Roller suchen, der mehr Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit
für die Fortbewegung bietet.



Der leichtere Weg, Ihr Leben zu bereichern

Die perfekte Mischung aus kompromisslosem Stil, Tragbarkeit und Vielseitigkeit





“Das ist so clever, der Roller passt sich automatisch an, wenn ich abbiege, wodurch sich das Fahren sicher und geschmeidig anfühlt.”

Ros, Verifizierter Käufer 

Der Compass vereint Komfort, kompaktes Design und müheloses Zusammenklappen – alles in einem intelligenten Roller.

- Stabil, komfortabel und bereit für jede Reise
- Mit nur 11kg* außergewöhnlich leicht und dennoch bemerkenswert robust, für Passagiere bis zu 120kg geeignet.
- Wendig und sehr manövrierfähig, Secure-Turn®-Technologie für zusätzliche Sicherheit und Stabilität
- Lässt sich leicht zusammenfallen, passt in die meisten Kofferräume und ist flugtauglich.
- Fährt bis zu 6km/h pro Stunde mit einer Reichweite von 16km
- Der perfekte Reisebegleiter!

Zubehör

Erleichtern Sie sich jede Reise mit durchdachten Extras, die für Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit entwickelt wurden – von cleveren Aufbewahrungsmöglichkeiten und Schutzhüllen bis hin zu Kissen, Zubehör, Ersatzakkus und Ladegeräten.



Compass-Spezifikationen*

Höchstgeschwindigkeit	6km/h
Maximale Reichweite	16km
Maximales Benutzergewicht	120kg
Kletterfähigkeit	1:10 Steigung
Wendekreis	135cm
Gefaltete Abmessungen	92 x 43 x 40cm
Entfaltete Dimensionen	92 x 43 x 96cm
Gewicht (ohne Batterie)	11kg
Gewicht (inkl. Akku)	13kg
Art der Nutzung	Pflaster und Innenbereich
Bremssystem	Elektromagnetisch
Fluglinienfreundlich	Ja

*Die Spezifikationen können aufgrund von Fertigungstoleranzen variieren.



2 Jahre Garantie auf den Akku + 2 Jahre Garantie auf den Roller**

**Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Weitere Informationen
finden Sie hier.

eFOLDi 

Weitere Informationen...

Rufen Sie uns noch
heute an unter
+44 (0) 1737 420201

Oder senden Sie
uns eine E-Mail an:
sales@efoldi.com

Ihr lokaler eFOLDi-Händler:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.