

Soluzioni di mobilità leggera

Per ovunque ti porti la vita

www.efoldi.com



Scansiona per
ulteriori informazioni

Ovunque ti porti la vita, noi saremo qui, per assicurarti la mobilità e la libertà necessarie per goderti ogni momento.

In qualità di leader riconosciuto nella progettazione e produzione di scooter portatili e sedie a rotelle elettriche, eFOLDi si impegna ad aiutare le persone a riscoprire la loro libertà e indipendenza.

Le pluripremiate soluzioni di mobilità di eFOLDi non solo sono facili da riporre e trasportare, ma contribuiscono anche a rendere i viaggi semplici e accessibili, sia in aereo, che via terra o via mare.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Perché eFOLDi si distingue dagli altri



Leggero

Facilità di sollevamento e trasporto




Garanzia

Supportato da assistenza completa e garanzia



Compatto

Si ripiega fino a raggiungere le dimensioni di un bagaglio a mano



Robusto

Serenità grazie a materiali resistenti e durevoli



Innovazione

I nostri prodotti sono realizzati con materiali di altissima qualità per garantire che siano abbastanza robusti da resistere alle condizioni e ai terreni più difficili. I nostri telai sono realizzati in leghe di alluminio o magnesio di alta qualità, i nostri motori brushless ad alte prestazioni offrono prestazioni eccezionali e le nostre batterie utilizzano una tecnologia avanzata agli ioni di litio, quindi non solo sono durevoli, ma offrono anche livelli eccezionali di affidabilità.



Batteria con
durata di 2
anni + 2 anni
di garanzia
sullo
scooter**

Che si tratti di negozi, del parco o di una breve scappata, Compass è pronto a partire.

Il nostro primo monopattino a quattro ruote e pieghevole in due passaggi, progettato per rendere i tuoi spostamenti più facili e piacevoli.

Con un peso di soli 11kg (senza batteria), è leggero e perfetto per guidare con sicurezza su diversi terreni.

Inoltre, si ripiega in pochi secondi, rendendolo facile da trasportare e riporre ovunque tu vada.



Leggero
solo 11kg*



**Velocità
massima**
6km/h



Gamma
fino a 16km



Garanzia
Supportato
da assistenza
completa e
garanzia



Ideale per: persone con lievi problemi di mobilità che necessitano di maggiore sostegno e stabilità e cercano uno scooter che offra maggiore sicurezza, affidabilità e facilità d'uso per spostarsi.



* senza batteria/accessori

**si applicano le condizioni contrattuali

Il modo più leggero per dare forza alla tua vita

La combinazione perfetta di stile senza compromessi, portabilità e versatilità





“È davvero ingegnoso, lo scooter si regola automaticamente quando svolto, rendendo la guida sicura e fluida.”

Ros, Acquirente verificato 

Il Compass unisce comfort, design compatto e facilità di chiusura in un unico scooter intelligente.

- Stabile, confortevole e pronto per ogni viaggio
- Eccezionalmente leggero con soli 11kg*, ma straordinariamente robusto, in grado di trasportare passeggeri fino a 120kg
- Agile e molto maneggevole, tecnologia Secure-Turn® per maggiore sicurezza e stabilità
- Si ripiega facilmente, entra nella maggior parte dei bagagliai ed è adatto al trasporto aereo.
- Viaggia fino a 6km/h all'ora con un'autonomia di 16km
- Il compagno di viaggio perfetto!

Accessori

Rendi ogni viaggio più facile con accessori pensati per il tuo comfort e la tua comodità: da pratici contenitori e coperture protettive a cuscini, accessori, batterie di ricambio e caricabatterie.



Specifiche del Compass*

Velocità massima	6km/h
Portata massima	16km
Peso massimo dell'utente	120kg
Capacità di arrampicata	1:10 Gradiente
Raggio di sterzata	135cm
Dimensioni piegato	92 x 43 x 40cm
Dimensioni aperte	92 x 43 x 96cm
Peso (batteria esclusa)	11kg
Peso (batteria inclusa)	13kg
Tipo di utilizzo	Pavimentazione e interni
Sistema frenante	Elettromagnetico
Adatto alle compagnie aeree	Sì

*Le specifiche possono variare a causa delle tolleranze di fabbricazione.



Batteria con durata di 2 anni + 2 anni di garanzia sullo scooter**

**Si applicano i termini e le condizioni



Scansiona per
ulteriori informazioni

eFOLDi 

Per ulteriori informazioni...

Chiamaci oggi
stesso al numero
+44 (0) 1737 420201

Oppure inviateci
un'e-mail all'indirizzo:
sales@efoldi.com

Il tuo rivenditore eFOLDi locale:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.