

Soluciones de movilidad ligeras

Adondequiera que te lleve la vida

www.efoldi.com



Escanee para
obtener más
información.

Adondequiera que te lleve la vida, estaremos aquí para asegurarnos de que tengas la movilidad y la libertad necesarias para disfrutar de cada momento.

Como líder reconocido en el diseño y la fabricación de scooters portátiles y sillas de ruedas eléctricas, eFOLDi se esfuerza por ayudar a las personas a redescubrir su libertad e independencia.

Las galardonadas soluciones de movilidad de eFOLDi no solo son fáciles de almacenar y transportar, sino que también ayudan a que viajar sea sencillo y accesible, ya sea por aire, tierra o mar.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Por qué eFOLDi destaca



Ligero

Transportar y levantar con facilidad




Garantía

Con el respaldo de un soporte técnico completo y garantía.



Compacto

Se pliega hasta alcanzar el tamaño de equipaje de mano.



Robusto

Tranquilidad gracias a materiales resistentes y duraderos.



Innovación

Nuestros productos se fabrican con materiales de la más alta calidad para garantizar que sean lo suficientemente robustos como para soportar las condiciones y los terrenos más difíciles. Nuestros chasis están fabricados con aleaciones de aluminio o magnesio de alta calidad, nuestros motores sin escobillas de altas prestaciones ofrecen un rendimiento excepcional y nuestras baterías utilizan tecnología avanzada de iones de litio, por lo que no solo son duraderas, sino que también ofrecen unos niveles de fiabilidad excepcionales.



Batería con 2 años de garantía + 2 años de garantía para el scooter**

Ya sea para ir de compras, al parque o para una escapada rápida, el Compass está listo para salir.

Nuestro primer scooter plegable de cuatro ruedas y dos pasos, diseñado para que tus desplazamientos sean más fáciles y agradables.

Con un peso de solo 11kg (sin la batería), es ligero y perfecto para conducir con confianza por diferentes terrenos.

Además, se pliega en segundos, lo que facilita su transporte y almacenamiento dondequiera que vayas.



Ligero
con solo 11kg*



Velocidad máxima
6km/h



Rango
hasta 16km



Garantía
Con el respaldo de un soporte técnico completo y garantía.



Ideal para: Personas con problemas de movilidad leves que necesitan mayor apoyo y estabilidad, y buscan un scooter que les ofrezca mayor confianza, seguridad y facilidad de uso para desplazarse.



* sin batería/accesorios

**se aplican términos y condiciones

La forma más sencilla de potenciar tu vida

La combinación perfecta de estilo sin concesiones, portabilidad y versatilidad.





“Es muy inteligente, la scooter se ajusta automáticamente cuando giro, lo que hace que la conducción sea segura y suave”

Ros, Compradora verificada 

La Compass combina comodidad, diseño compacto y plegado sin esfuerzo, todo en una sola scooter inteligente.

- Estable, cómodo y listo para cualquier viaje
- Excepcionalmente ligero, con solo 11kg*, pero muy robusto, puede transportar pasajeros de hasta 120kg
- Ágil y muy maniobrable, tecnología Secure-Turn® para mayor confianza y estabilidad.
- Se pliega fácilmente, cabe en la mayoría de los maleteros de los coches y es apto para viajar en avión
- Recorre hasta 6km/h por hora con un alcance de 16km
- ¡El compañero de viaje perfecto!

Accesorios

Haga que cada viaje sea más fácil con accesorios adicionales diseñados para su comodidad y conveniencia, desde ingeniosos sistemas de almacenamiento y fundas protectoras hasta cojines, accesorios, baterías de repuesto y cargadores.



Especificaciones de la Compass*

Velocidad máxima	6km/h
Alcance máximo	16km
Peso máximo del usuario	120kg
Capacidad para escalar	1:10 Gradiente
Radio de giro	135cm
Dimensiones plegado	92 x 43 x 40cm
Dimensiones desplegado	92 x 43 x 96cm
Peso (sin batería)	11kg
Peso (incluida la batería)	13kg
Tipo de uso	Pavimento y interiores
Sistema de frenado	Electromagnético
Apto para aerolíneas	Sí

*Las especificaciones pueden variar debido a las tolerancias de fabricación.



Batería con 2 años de garantía + 2 años de garantía para el patinete**

**Se aplican términos y condiciones.



Escanee para obtener
más información.

eFOLDi 

Para más información...

Llámenos hoy
mismo al
+44 (0) 1737 420201

O envíenos un
correo electrónico a:
sales@efoldi.com

Su distribuidor local de eFOLDi:



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.