


Solutions de mobilité légères

Partout où la vie vous mène

www.efoldi.com



Scannez pour plus
d'informations

Partout où la vie vous mène, nous serons là pour veiller à ce que vous ayez la mobilité et la liberté de profiter de chaque instant.

Leader reconnu dans la conception et la fabrication de scooters et de fauteuils roulants électriques portables, eFOLDi s'efforce d'aider les gens à retrouver leur liberté et leur indépendance.

Les solutions de mobilité primées d'eFOLDi ne sont pas seulement faciles à stocker et à transporter, elles contribuent à rendre les voyages simples et réalisables, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime.

COMPASS



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Pourquoi eFOLDi se distingue



Léger

Transporter et soulever avec facilité




Garantie

Soutien et garantie complets



Compact

Se plie pour prendre la taille d'un bagage de cabine



Robuste

Tranquillité d'esprit grâce à des matériaux solides et durables



L'innovation

Nos produits sont fabriqués à l'aide de matériaux de la plus haute qualité afin de garantir leur robustesse pour résister aux conditions et aux terrains les plus difficiles. Nos cadres sont fabriqués à partir d'alliages d'aluminium ou de magnésium de haute qualité, nos moteurs sans balais de haute spécification offrent des performances exceptionnelles, et nos batteries utilisent la technologie lithium-ion avancée, ce qui les rend non seulement durables, mais aussi offrant des niveaux de fiabilité exceptionnels.



**Batterie
garantie 2
ans + scooter
garanti
2 ans****

Pliez et aller plus loin en voiture, en bus, en train, en avion ou en bateau de croisière – c'est vous qui choisissez.

L'eFOLDi Lite est l'un des scooters de voyage pliants les plus légers et les plus compacts au monde.

Pesant seulement 14kg*, l'eFOLDi Lite se plie et se déploie en quelques secondes et est donc facile à stocker et à transporter.

Aucun assemblage complexe n'est nécessaire – il suffit de déplier et de partir.



Léger
avec
seulement
14kg*



**Vitesse
maximale**
6km/h



Gamme
jusqu'à 16km



Garantie
Bénéficiant d'un
service après-
vente complet et
d'une garantie



Idéal pour : les personnes ayant des problèmes de mobilité mineurs et qui privilégient le confort et la facilité, recherchant un scooter qui répond à leurs besoins de déplacement quotidiens avec une commodité accrue.



* sans batterie/accessoires

**selon conditions générales de vente

La manière la plus légère de donner du pouvoir à votre vie

L'alliance parfaite d'un style sans compromis, de la portabilité et de la polyvalence

Des commandes

simples et intuitives

Chargement de la batterie

Recharge embarquée
ou externe via la
batterie ou la colonne
de direction

Secure-Turn®

(Tourner en toute sécurité)

Contrôleur de vitesse à
rotation automatique

Siège

Système de suspension
flottante du siège à 4 points

En option

Coussins d'assise et
accoudoirs rouges

Les roues à dégagement rapide

facilitent le levage et
le stockage

Batterie au lithium-ion

d'une autonomie de 16km

Robuste

peut transporter des
utilisateurs jusqu'à 120kg

Poids ultra-léger

avec seulement 14kg*

Conception brevetée et primée

Compact

Se plie en quelques
secondes dans un
format compact





"Quel appareil fantastique !
Pour mon mari, c'est
formidable d'avoir quelque
chose d'aussi portable."

Lisa, Acheteuse vérifiée ✓

Compact, confortable, rapide et simple à plier... le Lite a tout pour plaire.

- Scooter de voyage pliable et facile à utiliser.
- Exceptionnellement léger avec seulement 14kg*, mais remarquablement robuste, il peut transporter des utilisateurs jusqu'à 120kg.
- Agile et très maniable, avec un contrôleur de vitesse de rotation automatique pour une stabilité accrue.
- Se plie facilement, se range dans la plupart des coffres de voiture et peut être transporté en avion.
- Le compagnon de voyage idéal !

Accessoires

Facilitez chaque voyage grâce à des accessoires bien pensés, conçus pour votre confort et votre commodité – des rangements astucieux aux housses de protection, en passant par les coussins, les accessoires, les batteries de rechange et les chargeurs.



Spécifications du Lite*

Vitesse maximale	6km/h
Portée maximale	16km
Poids maximal de l'utilisateur	120kg
Capacité d'escalade	1:10 Pente
Rayon de braquage	100cm
Dimensions plié	70 x 55 x 37cm
Dimensions déplié	117 x 55 x 94cm
Poids (hors batterie)	14kg
Poids (batterie incluse)	16kg
Type d'utilisation	Chaussée et intérieur
Système de freinage	Électromagnétique
Ami des compagnies aériennes	Oui

*Les spécifications peuvent varier en raison des tolérances de fabrication.

 **2 ans de garantie sur la batterie + 2 ans de garantie sur le scooter****

**Selon conditions générales de vente



Scannez pour plus
d'informations

eFOLDi 

Pour plus d'informations...

Appelez-nous
aujourd'hui au
+44 (0) 1737 420201

Ou envoyez-nous
un e-mail à :
sales@efoldi.com

Votre revendeur eFOLDi local :



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, 25 Ormside Way,
Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW.