



2 Jahre
Garantie auf
den Akku + 2
Jahre Garantie
auf den Roller**

Komfort und Mobilität – perfekt vereint.

Der eFOLDi Cliq besteht aus vier Teilen, die jeweils weniger als 10 kg wiegen, und ist mit Klick-Verbindungen ausgestattet, die eine schnelle und eigenständige Montage ermöglichen.

Genießen Sie längere Fahrten mit einem ruhigen, stabilen Fahrgefühl.

Für alle, die Wert auf Stabilität, einen bequemen Sitz und einen soliden Radstand legen und gleichzeitig die Flexibilität schätzen, den Roller für den einfachen Transport auseinanderbauen zu können.



Leicht

31 kg
Gesamtgewicht
mit 4 einfach zu
transportierenden
Einzelteilen



Robuste Konstruktion

Für Benutzer mit
einem Gewicht
von bis zu 120 kg
geeignet



Reichweite

bis zu 15 km



Garantie

Mit umfassendem
Support und
Garantie*

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen


Ideal für: Personen mit mäßigen
Mobilitätseinschränkungen, die
zusätzliche Unterstützung und
Stabilität benötigen und einen
tragbaren Scooter suchen, der ihnen
mehr Eigenständigkeit, Sicherheit
und Benutzerfreundlichkeit bietet.



Ihr zuverlässiger Begleiter auf jeder Reise

Entwickelt für Komfort, Stabilität und Unabhängigkeit im Alltag.



Handhabung
Die einzelnen Teile wiegen
weniger als 10 kg und
sind mit „easy-Cliq“-
Verbindungen ausgestattet,
die eine mühelose Montage
und einen einfachen
Transport ermöglichen



**Individuelle
Gestaltung**
serienmäßig
austauschbare
farbige Akzente
zur individuellen
Gestaltung Ihres
Fahrzeugs



„Mit dem eFOLDi kann ich
Orte besuchen, an die ich
schon seit einiger Zeit nicht
mehr herkommen konnte. Ich
empfehle ihn gerne weiter –
kauft euch einen eFOLDi.“

Peter, verifizierter Käufer 

Clicks Together

- Modulares Design: einfache Montage und Transport
- Leichte Bauteile: <10 kg mit Easy-Cliq-Verbindungen
- Einfaches Zusammenstecken: müheloser Aufbau
- Passt überall hin: stressfreie Aufbewahrung im Auto und zu Hause without stress

Clicks With You

- Komfort an erster Stelle: verstellbarer, stützender Sitz mit Rundum-Federung
- Zuverlässige Bedienung: WigWag-Hebel, ergonomischer Delta-Lenker, einfache Geschwindigkeitswahl
- Stabiles Fahrverhalten: sicheres Vierrad-Fahrwerk für reibungslose Alltagsfahrten
- Ganz auf Sie zugeschnitten: individuell anpassbar mit Zubehör und Farbakzenten

Individuelle Gestaltung

mit allen austauschbaren Akzentoptionen
serienmäßig – Sie können diese ganz
nach Ihrem Stil und der Jahreszeit
beliebig kombinieren



eFoldi Yellow



Moonlight Silver



Harbour Blue



Wo auch immer das Leben dich hinführt – wir sind immer für dich da und sorgen dafür, dass du die Mobilität und Freiheit hast, jeden Moment zu genießen.

Als anerkannter Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Scootern und Elektrorollstühlen ist eFOLDi bestrebt, Menschen dabei zu helfen, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzuentdecken.

Die preisgekrönten Mobilitätslösungen von eFOLDi lassen sich nicht nur leicht verstauen und transportieren, sondern tragen auch dazu bei, das Reisen einfach und möglich zu machen – sei es in der Luft, zu Lande oder zu Wasser.

Innovation

Unsere Produkte werden aus Materialien höchster Qualität gefertigt, um sicherzustellen, dass sie robust genug sind, um auch den härtesten Bedingungen und Geländeformen standzuhalten. Unsere Rahmen bestehen aus hochwertigen Aluminium- oder Magnesiumlegierungen, unsere hochleistungsfähigen bürstenlosen Motoren liefern eine außergewöhnliche Leistung, und unsere Akkus basieren auf fortschrittlicher Lithium-Ionen-Technologie, sodass sie nicht nur langlebig sind, sondern auch ein herausragendes Maß an Zuverlässigkeit bieten.

COMPASS



CLIQ



EXPLORER



LITE



NAVIGATOR



Technische Daten des Cliq*

Höchstgeschwindigkeit	6kph
Maximale Reichweite	15km
Maximales Benutzergewicht	120kg
Steigfähigkeit	1:10 Gradient
Wenderadius	121cm
Maße im ausgeklappten Zustand	100 x 61 x 88cm
Gewicht des einzelnen Teils	3.6kg 9.3kg 9.8kg 7.3kg
Gesamtgewicht (ohne Akku)	28kg
Gesamtgewicht (inkl. Akku)	31kg
Nutzungsart	Gehweg, Innenbereich
Bremssystem	Elektromagnetisch
Flugtauglich	Ja

*Die technischen Daten können aufgrund von Fertigungstoleranzen variieren.



2 Jahre Garantie auf den Akku + 2 Jahre Garantie auf den Scooter***

***Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten



Weitere Informationen...

Rufen Sie uns noch heute unter
0800 999 8123

an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an:
sales@efoldi.com



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, Unit H The Courtyard
Business Centre, Lonesome Lane, Reigate, Surrey, RH2 7QT



eFOLDi Cliq

Leichte Mobilitätslösungen für alle Lebenslagen

www.efoldi.com

Was eFOLDi auszeichnet



Leicht

müheloses Tragen und Heben




Garantie

mit umfassendem Support und Garantie



Kompakt

und tragbar für mehr Unabhängigkeit



Robust

Zuverlässige Sicherheit dank robuster, langlebiger Materialien



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten

