



2 anni di garanzia sulla batteria + 2 anni di garanzia sullo scooter**

Comfort e portabilità, un binomio perfetto.

L'eFOLDi Cliq è composto da quattro parti, ciascuna di peso inferiore a 10 kg, progettate con giunti EZ-Cliq per un montaggio rapido e indipendente.


Goditi viaggi più lunghi con una guida fluida e un ottimo sostegno.

Per chi apprezza la stabilità, una seduta comoda e un interasse solido, con la flessibilità di smontare lo scooter per un facile trasporto.



Leggero

peso totale di 31 kg, composto da 4 parti facili da sollevare con un solo braccio



Struttura robusta

Adatta a utenti con peso fino a 120 kg



Autonomia

fino a 15 km



Garanzia

Con assistenza completa e garanzia*

*Si applicano termini e condizioni

 Ideale per: persone con problemi di mobilità moderati che necessitano di maggiore sostegno e stabilità e che cercano uno scooter portatile in grado di offrire maggiore sicurezza, tranquillità e facilità d'uso negli spostamenti.



Il tuo fidato compagno per ogni viaggio

Progettato per garantire comfort, stabilità e autonomia nella vita quotidiana.

Comfort extra di serie

braccioli ribaltabili e pratiche soluzioni di stivaggio per una praticità nel quotidiano

Impostazioni di velocità

la modalità "Tartaruga/Lepre" consente di scegliere tra una velocità più bassa e precisa o uno spostamento più veloce

Comandi WigWag

sistema intuitivo a doppia leva per un utilizzo semplice e sicuro

Sedile progettato per il massimo comfort

Girevole per facilitare gli spostamenti, regolabile in altezza per trovare la posizione ideale

Manubrio a forma di delta

Design ergonomico per una presa sicura e una guida confortevole

Robusto

Può sostenere utenti fino a 120 kg

Luci anteriori e posteriori

Per una maggiore visibilità

Sospensioni

Le sospensioni anteriori e posteriori assorbono gli urti e le irregolarità del terreno, garantendo una guida più fluida e confortevole

Ampio spazio per i piedi

Aiuta a prevenire crampi e fastidi

Batteria agli ioni di litio per uso automobilistico

Con un'autonomia di 14 km. Rimovibile, per la ricarica sul mezzo e quando estratta

Frenata automatica

Rallenta quando si rilascia l'acceleratore, ideale per gli utenti con tempi di reazione lenti

Pneumatici pieni

non richiedono gonfiaggio e sono adatti a diversi tipi di terreno

Movimentazione

I singoli componenti pesano meno di 10 kg e sono dotati di connessioni easy-Cliq che ne facilitano il montaggio e il trasporto



Personalizzazione

Dettagli colorati intercambiabili di serie per personalizzare il tuo mezzo



"Grazie all'eFOLDi riesco a visitare posti dove non riuscivo ad andare da un po' di tempo. Sono davvero felice di dire a tutti: comprate un eFOLDi."

Peter, acquirente verificato 

Clicks Together

- Design modulare: facile da montare e trasportare
- Componenti leggeri: <10 kg con i collegamenti Easy-Cliq
- Semplicità di assemblaggio a scatto: installazione senza problemi
- Si adatta ovunque: si ripone facilmente in auto e in casa senza stress

Clicks With You

- Seduta all'insegna del comfort: sedile regolabile e avvolgente con sospensioni su tutte le ruote
- Comandi intuitivi: leve WigWag, manubrio ergonomico a delta, selezione semplice della velocità
- Maneggevolezza stabile: telaio a quattro ruote sicuro per spostamenti quotidiani fluidi
- Realizzato su misura per te: personalizzabile con accessori e tocchi di colore

Personalizzazione

con tutte le opzioni di dettagli intercambiabili incluse di serie: puoi abbinarle a tuo piacimento in base al tuo stile e alla stagione



eFoldi Yellow



Moonlight Silver



Harbour Blue



Ovunque ti porti la vita,
noi saremo qui, per assicurarti la mobilità e la libertà necessarie per goderti ogni momento

In qualità di leader riconosciuto nella progettazione e nella produzione di scooter portatili e sedie a rotelle elettriche, eFOLDi si impegna ad aiutare le persone a riscoprire la propria libertà e indipendenza.

Le pluripremiate soluzioni di mobilità CLIQ di eFOLDi non solo sono facili da riporre e trasportare, ma contribuiscono anche a rendere gli spostamenti semplici e alla portata di tutti, sia in aereo, via terra o via mare.

Innovazione

I nostri prodotti sono realizzati con materiali di altissima qualità per garantire che siano sufficientemente robusti per resistere alle condizioni e ai terreni più difficili. I nostri telai sono realizzati in leghe di alluminio o magnesio di alta qualità, i nostri motori brushless ad alte prestazioni offrono prestazioni eccezionali e le nostre batterie utilizzano una tecnologia avanzata agli ioni di litio, quindi non solo sono durevoli, ma offrono anche livelli eccezionali di affidabilità.

COMPASS



CLIQ



LITE



EXPLORER



NAVIGATOR



Specifiche tecniche di Cliq*

Velocità massima	6kph
Autonomia	15km
Peso massimo dell'utente	120kg
Abilità di arrampicata	1:10 Pendenza
Raggio di sterzata	121cm
Dimensioni aperto	100 x 61 x 88cm
Peso di ogni singolo pezzo	3.6kg 9.3kg 9.8kg 7.3kg
Peso complessivo (batteria esclusa)	28kg
Peso complessivo (batteria inclusa)	31kg
Tipo di utilizzo	Pavimentazione, Interni
Sistema frenante	Elettromagnetico
Adatto al trasporto aereo	Si

*Le specifiche possono variare a causa delle tolleranze di produzione

2 anni di garanzia sulla batteria + 2 anni di garanzia sullo scooter***

***Si applicano i termini e le condizioni



Scansiona il codice per ulteriori informazioni



Per ulteriori informazioni...

Chiamateci oggi stesso al numero 0800 999 8123 oppure inviateci un'e-mail all'indirizzo: sales@efoldi.com

Il tuo rivenditore eFOLDi di zona:

SunTech UK Limited t/a eFOLDi , Unit H The Courtyard
Business Centre, Lonesome Lane, Reigate, Surrey, RH2 7QT



eFOLDi Cliq

Soluzioni di mobilità leggere

ovunque ti porti la vita

www.efoldi.com

Perché eFOLDi si distingue dagli altri




Leggero
facile da trasportare e sollevare



Garanzia
con assistenza completa e copertura garantita



Compatto
e portatile per una maggiore indipendenza



Robusto
Massima tranquillità grazie a materiali resistenti e durevoli



Scansiona il codice per ulteriori informazioni

