



2 años de garantía para la batería + 2 años de garantía para el patinete*

Comodidad y portabilidad, todo en uno.

El eFOLDi Cliq consta de cuatro piezas, cada una de menos de 10 kg, diseñadas con conexiones EZ-Cliq para un montaje rápido e independiente.

Disfruta de recorridos más largos con una conducción suave y estable.

Para quienes valoran la estabilidad, un asiento cómodo y una distancia entre ejes sólida, con la flexibilidad de desmontar el patinete para facilitar su transporte.



Ligero

31 kg de peso total con 4 piezas fáciles de levantar con una sola man



Estructura resistente

soporta usuarios de hasta 120 kg



Autonomía

hasta 15 km



Garantía

con asistencia técnica completa y garantía*

*Se aplican términos y condiciones

 Ideal para: personas con problemas de movilidad moderados que necesitan un apoyo y una estabilidad adicionales, y que buscan un scooter portátil que les ofrezca mayor confianza, seguridad y facilidad de uso a la hora de desplazarse.



Tu compañero de confianza en cada viaje

Diseñado para ofrecer comodidad, estabilidad e independencia en el día a día.

Comodidad adicional de serie

reposabrazos abatibles y prácticas soluciones de almacenamiento para una mayor comodidad en el día a día

Ajustes de velocidad

el modo «tortuga/liebre» te permite elegir entre una precisión más lenta o un desplazamiento más rápido

WigWag

sistema intuitivo de doble palanca que permite un manejo sencillo y seguro

Asiento diseñado para ofrecer la máxima comodidad

giratorio para facilitar los traslados y regulable en altura para que encuentres tu posición ideal

Resistente

soporta usuarios de hasta 120 kg

Suspensión

la suspensión delantera y trasera amortigua los baches y las irregularidades del terreno para ofrecer una conducción más suave y cómoda

Batería de iones de litio de calidad automovilística

con una autonomía de 9 millas / 14 km. Desmontable para su recarga tanto en el vehículo como fuera de él

Manipulación

las piezas individuales pesan menos de 10 kg y cuentan con conexiones «easy-Cliq» que facilitan el montaje y el transporte



Manillar en forma de delta

diseño ergonómico para un agarre seguro y una conducción cómoda

Front and rear lights

For extra visibility

Frenado automático

reduce la velocidad al soltar el acelerador, ideal para usuarios con tiempos de reacción lentos

Neumáticos macizos

no es necesario inflarlos y son aptos para todo tipo de terrenos

Personalización

detalles de colores intercambiables de serie para personalizar tu moto



“Con la eFOLDi puedo visitar lugares a los que llevaba tiempo sin poder ir. Me encanta recomendar a la gente que se compre una eFOLDi”

Peter, comprador verificado 

Se encaja a presión

- Diseño modular: fácil montaje y transporte
- Piezas ligeras: <10 kg con conexiones Easy-Cliq
- Sencillez de encaje a presión: montaje sin complicaciones
- Cabe en cualquier sitio: almacenamiento en el coche y en casa sin complicaciones

Clicks With You

- Asientos que priorizan la comodidad: asiento ajustable que ofrece un buen apoyo, con suspensión integral
- Controles fiables: palancas WigWag, manillar ergonómico en forma de delta y selección sencilla de la velocidad
- Manejo estable: chasis seguro de cuatro ruedas para desplazamientos diarios sin problemas
- Diseñado a tu medida: personalízalo con accesorios y toques de color

Personalización

con todas las opciones de detalles intercambiables incluidas de serie: puedes combinarlas a tu gusto para adaptarlas a tu estilo y a la temporada



 eFoldi Yellow



 Moonlight Silver



 Harbour Blue



Vayas donde vayas, estaremos aquí para asegurarnos de que tengas la movilidad y la libertad necesarias para disfrutar de cada momento.

Como líder reconocido en el diseño y la fabricación de scooters portátiles y sillas de ruedas eléctricas, eFOLDi se esfuerza por ayudar a las personas a redescubrir su libertad e independencia.

Las galardonadas soluciones de movilidad de CLIQ eFOLDi no solo son fáciles de guardar y transportar, sino que también contribuyen a que viajar sea sencillo y factible, ya sea por aire, por tierra o por mar.

Innovación

Nuestros productos se fabrican con materiales de la más alta calidad para garantizar que sean lo suficientemente robustos como para soportar las condiciones y los terrenos más exigentes. Nuestros chasis están fabricados con aleaciones de aluminio o magnesio de alta calidad; nuestros motores sin escobillas de altas prestaciones ofrecen un rendimiento excepcional, y nuestras baterías utilizan tecnología avanzada de iones de litio, por lo que no solo son duraderas, sino que también ofrecen unos niveles de fiabilidad extraordinarios.

COMPASS



CLIQ



EXPLORER



LITE



NAVIGATOR



Especificaciones de Cliq*

Velocidad máxima	6kph
Alcance máximo	15km
Peso máximo del usuario	120kg
Capacidad de escalada	1:10 Gradient
Radio de giro	121cm
Dimensiones desplegadas	100 x 61 x 88cm
Peso de cada pieza	3.6kg 9.3kgs 9.8kg 7.3kg
Peso total (sin batería)	28kg
Peso total (batería incluida)	31kg
Tipo de uso	Pavimento, interior
Sistema de frenos	Electromagnético
Apto para viajar en avión	Sí

*Las especificaciones pueden variar debido a las tolerancias de fabricación



2 años de garantía para la batería + 2 años de garantía para el patinetey***

***Se aplican los términos y condiciones



Escanea el código para obtener más información

eFOLDi

Para más información...

Llámanos hoy mismo al
+44 (0) 800 999 8123

o envíanos un correo electrónico a:
sales@efoldi.com



SunTech UK Limited t/a eFOLDi, Unit H The Courtyard
Business Centre, Lonesome Lane, Reigate, Surrey, RH2 7QT

eFOLDi

eFOLDi Cliq

Soluciones de movilidad ligeras

Para dondequiera que te lleve la vida

www.efoldi.com

Por qué eFOLDi destaca sobre el resto



Ligero

fácil de transportar y levantar



Garantía

respaldada por un servicio técnico completo y una garantía



Compacto

y portátil para una mayor independencia



Robust

Tranquilidad total gracias a materiales resistentes y duraderos



Escanea el código para obtener más información

